

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2020/878 mukaan

Julkaisupäivä: 17.9.2024 | Versio 1.0

1 KOHTA 1: AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

Tuotetyyppi Seos

Tuotteen nimi BCR-ABL IS CAL1, BCR-ABL IS CAL2, BCR-ABL IS CAL3, BCR-ABL IS CAL4, BCR-ABL IS CONH, BCR-ABL IS CONL, BCR-ABL IS CONN

Tuotekoodi 145394-145400

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt

Aineen/seoksen käyttö

Kalibrointiliuos

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella

Käytöt, joita ei suositella

Lisätietoja ei ole saatavilla

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys

Asuragen, Inc.

2150 Woodward St. Suite 100

Austin, TX 78744

Yhdysvallat

Puh: +1 512 681 5200

Yhdysvallat, maksuton puh: +1 877 777 1874

Sähköposti: support@asuragen.com

Verkko-osoite: www.asuragen.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero

Puh: +1 512 681 5200 Yhdysvallat, maksuton puh: +1 877 777 1874

2 KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus

Ei luokiteltu.

2.2. Varoitusetiketin merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaiset merkinnät

EUH-statements EUH208 - Sisältää 3(2H)-isotiatsolonia, 5-kloori-2-metyyli- (26172-55-4), 3(2H)-isotiatsolonia, 2-metyyli- (2682-20-4). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

2.3. Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivät vaikuta luokitukseen Altistuminen voi pahentaa aiempia silmä-, iho- tai hengityssairauksia.

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT/vPvB-kriteerejä

Aine/seos ei sisällä vähintään 0,1 painoprosenttina pitoisuutena ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti määriteltyyn luetteloon hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien osalta tai jolla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 määriteltyjen kriteerien mukaisesti

3 KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA

3.1. Aineet

Ei sovellu

3.2. Seokset

Nimi	Tuotetunniste	%	Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus
Vesi	(CAS-nro) 7732-18-5 (EY-nro) 231-791-2	99,441	Ei luokiteltu.
Natriumkloridi aine, jolla on kansallinen työpaikka-altistuksen raja-arvo (raja-arvot)	(CAS-nro) 7647-14-5 (EY-nro) 231-598-3	0,292	Ei luokiteltu.
Ribonukleiinihapot	(CAS-nro) 63231-63-0	< 0,1	Ei luokiteltu.
1,3-propaanidoli, 2-amino-2-(hydroksimetyyli)-	(CAS-nro) 77-86-1 (EY-nro) 201-064-4	0,061	Ei luokiteltu.
Gelatiini	(CAS-nro) 9000-70-8 (EY-nro) 232-554-6	0,05	Ei luokiteltu.
Magnesiumkloridi (MgCl ₂), heksahydraatti	(CAS-nro) 7791-18-6	0,005	Ei luokiteltu.
Magnesiumnitraatti	(CAS-nro) 10377-60-3 (EY-nro) 233-826-7	< 0,003	Hap. kiint. 3, H272
3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli-	(CAS-nro) 26172-55-4 (EY-nro) 247-500-7	< 0,0015	Acute Tox. 3 (suun kautta), H301 Acute Tox. 3 (ihon kautta), H311 Acute Tox. 4 (hengitettynä), H332 Ihosityövytt. 1B, H314 Silmävaurio 1, H318 Ihoa herkist. 1 - H317 STOT SE 3, H335 Vesieliöt, lyhytaikainen 1, H400 Vesieliöt, pitkäaikainen 1, H410
3(2H)-isotiatsoloni, 2-metyyli-	(CAS-nro) 2682-20-4 (EY-nro) 220-239-6 (EY-indeksinro) 613-326-00-9	< 0,0015	Acute Tox. 3 (suun kautta), H301 Acute Tox. 2 (ihon kautta), H310 Acute Tox. 2 (hengitettynä: pöly, sumu), H330 Ihosityövytt. 1B, H314 Silmävaurio 1, H318 Ihoa herkist. 1A, H317 STOT SE 3, H335 Vesieliöt, lyhytaikainen 1, H400 (M=10) Vesieliöt, pitkäaikainen 1, H410
5'-adenyylihappo, homopolymeeri, kaliumsuola	(CAS-nro) 26763-19-9	0,001	Ei luokiteltu.

Spesifiset pitoisuusrajat:

Nimi	Tuotetunniste	Spesifiset pitoisuusrajat (%)
3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli-	(CAS-nro) 26172-55-4 (EY-nro) 247-500-7	(0,0002 ≤ C < 0,0015) EUH208 (0,0015 ≤ C < 100) ihoa herkist. 1A; H317 (0,06 ≤ C < 0,6) ihoärsyt. 2; H315 (0,06 ≤ C < 0,6) silmä-ärsyt. 2; H319 (0,5 ≤ C < 100) EUH071 (0,5 ≤ C < 100) ihosyövytt. 1B; H314 (0,6 ≤ C < 1,5) ihosyövytt. 1C; H314 (0,6 ≤ C < 100) silmävaur. 1; H318
3(2H)-isotiatsoloni, 2-metyyli-	(CAS-nro) 2682-20-4 (EY-nro) 220-239-6 (EY-indeksinro) 613-326-00-9	(0,0002 ≤ C < 0,0015) EUH208 (0,0015 ≤ C < 100) ihoa herkist. 1A; H317 (0,06 ≤ C < 0,6) ihoärsyt. 2; H315 (0,06 ≤ C < 0,6) silmä-ärsyt. 2; H319 (0,5 ≤ C < 100) EUH071 (0,6 ≤ C < 100) silmävaur. 1; H318 (0,6 ≤ C < 1,5) ihosyövytt. 1C; H314 (1,5 ≤ C < 100) ihosyövytt. 1B; H314

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

4 KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset

Tajuttomalle potilaalle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia (näytä etiketti, jos mahdollista). Jos tuote on biologisesti kontaminoitunut, noudata kaikkia taudinaiheuttajien mahdollista vapautumista koskevia laitoksen käytäntöjä.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty

Jos oireita ilmenee: siirry raittiiseen ilmaan ja tuuleta epäilty alue.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle

Hakeudu lääkäriin, jos hengitysvaikeudet jatkuvat.

Riisu saastunut vaatetus. Huuhdo kohdealuetta huolellisesti vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytystä ilmenee tai se jatkuu.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut silmään

Huuhtelee huolellisesti vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua. Hakeudu lääkäriin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nieltä

Huuhtelee suu. Ei saa oksennuttaa. Hakeudu lääkäriin.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet/vaikutukset

Ei odoteta aiheuttavan merkittävää vaaraa normaaleissa ennakoiduissa käyttöolosuhteissa.

Oireet/vaikutukset, jos ainetta on hengitetty

Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ärsytystä.

Oireet/vaikutukset, jos ainetta on joutunut iholle

Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ihoärsytystä. Sisältää 3(2H)-isotiatsolonia, 5-kloori-2-metyyli- (26172-55-4) ja 3(2H)-isotiatsolonia, 2-metyyli- (2682-20-4). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Oireet/vaikutukset, jos ainetta on joutunut silmään

Voi aiheuttaa lievää silmä-ärsytystä.

Oireet/vaikutukset, jos ainetta on nieltä Nieleminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia.
Krooniset oireet Voi aiheuttaa allergisen reaktion herkillä henkilöillä.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Jos potilas on altistunut tai huolestunut, käänny lääkärin puoleen. Jos tarvitaan lääketieteellisiä neuvoja, pidä tuoteastia tai -etiketti saatavilla.

5 KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaine

Soveltuvat sammutusaineet Käytä sammutusainetta, joka soveltuu ympäröivään tulipaloon.
Soveltumattomat sammutusaineet Ei tunnettuja.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara Ei syttyvä.
Räjähdyksvaara Tuote ei ole räjähtävä.
Reaktiivisuus Vaarallisia reaktioita ei esiinny normaaleissa olosuhteissa.
Vaaralliset palamistuotteet Erittäin vähäisinä määrinä: Hiilen oksidit (CO, CO₂). Klooriyhdisteitä. Typen oksidit.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet, tulipalo Ole varovainen kemiallista tulipaloa torjuttaessa.
Palontorjuntaohjeet Käytä vesisuihkua tai sumua altistuneiden säiliöiden jäähdyttämiseen.
Suojaus palontorjunnan aikana Älä mene paloalueelle ilman asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuojaimet mukaan lukien.

6 KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteissa

Yleiset toimenpiteet Vältä pitkäaikaista silmä-, iho- ja vaatekontaktia. Vältä hengittämistä (höyry, sumu, suihke).
Jos tuote on biologisesti kontaminoitunut, noudata kaikkia taudinaiheuttajien mahdollista vapautumista koskevia laitoksen käytäntöjä.

6.1.1. Muille kuin hätähenkilöstölle

Suojavarusteet Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia (PPE).
Hätätoimenpiteet Evakuoï tarpeeton henkilöstö.
Toimenpiteet pölyn vapautuessa Pölynestoaine.

6.1.2. Hätähenkilöstölle

Suojavarusteet Varusta puhdistushenkilöstö asianmukaisilla suojaimilla.
Hätätoimenpiteet Tuuleta alue. Kun pelastustyöntekijä saapuu paikalle, hänen odotetaan tunnistavan vaarallisten aineiden läsnäolon, suojaavan itseään ja yleisöä, turvaavan alueen ja pyytävän koulutetun henkilökunnan apua niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä pääsy viemäriin ja vesistöön.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet

Suojarakenteet Rajoita kaikki vuotaneet aineet suojapenkereillä tai imukykyisillä aineilla, jotta estetään niiden pääsy viemäreihin tai virtoihin.

Puhdistusmenetelmät Puhdista roiskeet välittömästi ja hävitä jäte turvallisesti. Liota inertissä imukykyisessä materiaalissa (esimerkiksi hiekka, sahanpuru, yleissideaine, silikageeli). Siirrä vuotanut materiaali asianmukaiseen astiaan hävittämistä varten. Ota yhteys toimivaltaisiin viranomaisiin vuodon jälkeen.

Muut tiedot Lisätietoja ei ole saatavilla.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso Otsikko 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet. Katso kohta 13, Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat.

7 KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Muut vaarat käsittelyn aikana Materiaali voi kontaminoitua biologisesti patogeenisilla organismeilla käytön aikana.

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Pese kädet ja muut altistuneet alueet vedellä ja miedolla saippualla ennen syömistä, juomista tai tupakointia sekä töistä poistumisen yhteydessä. Vältä pitkäaikaista silmä-, iho- ja vaatekontaktia. Vältä höyryjen, sumun ja suihkeen hengittämistä.

Hygieniatoimenpiteet Käsittele hyvien teollisuushygienia- ja turvallisuustoimenpiteiden mukaisesti.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, myös yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet Noudata soveltuvia määräyksiä.

Säilytysolosuhteet Varastoi soveltuvien kansallisten säilytysluokitusjärjestelmien mukaisesti. Pidä säiliö suljettuna, kun sitä ei käytetä. Varastoi kuivassa ja viileässä paikassa. Pidä/varastoi suojattuna suoralta auringonvalolta, erittäin korkeilta tai matalilta lämpötiloilta ja yhteensopimattomilta materiaaleilta.

Yhteensopimattomat aineet tai seokset Vahvat hapot, vahvat emäkset, voimakkaat hapettimet.

7.3. Erityiset loppukäytöt

Kalibrointiliuos

8 KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Katso kohdasta 16 raja-arvotietojen oikeudelliset perusteet kohdassa 8.1, mukaan lukien myös se kansallinen lainsäädäntö tai säännös, jolle kukin raja-arvo perustuu.

Natriumkloridi (7647-14-5)		
Latvia	OEL TWA (oikeudellinen peruste: aset. N:o 325)	5 mg/m ³
Liettua	OEL TWA (oikeudellinen peruste: HN 23:2011)	5 mg/m ³

3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli- (26172-55-4)		
Itävalta	OEL TWA (oikeudellinen peruste: BGBl. II N:o 254/2018)	0,05 mg/m ³
Itävalta	OEL-kemikaaliluokka (oikeudellinen peruste: BGBl. II N:o 254/2018)	Ihoa herkistävä aine
Sveitsi	OEL STEL (oikeudellinen peruste: OLVSNAlF)	0,4 mg/m ³ (hengitettävä pöly)
Sveitsi	OEL TWA (oikeudellinen peruste: OLVSNAlF)	0,2 mg/m ³ (hengitettävä pöly (5-kloori-2-metyyli-3(2H)-isotiatsoloni, seos 2-metyyli-3(2H)-isotiatsolonin kanssa))

3(2H)-isotiatsoloni, 2-metyyli- (2682-20-4)		
Itävalta	OEL TWA (oikeudellinen peruste: BGBl. II N:o 254/2018)	0,05 mg/m ³ (5-kloori-2-metyyli-2,3-dihydroisotiatsoli-3-onin ja 2-metyyli-2,3-dihydroisotiatsoli-3-onin seos suhteessa 3:1)
Itävalta	OEL-kemikaaliluokka (oikeudellinen peruste: BGBl. II N:o 254/2018)	Ihoa herkistävä aine
Sveitsi	OEL STEL (oikeudellinen peruste: OLVSNAlF)	0,4 mg/m ³ (hengitettävä pöly)
Sveitsi	OEL TWA (oikeudellinen peruste: OLVSNAlF)	0,2 mg/m ³ (hengitettävä pöly (5-kloori-2-metyyli-3(2H)-isotiatsoloni, seos 2-metyyli-3(2H)-isotiatsolonin kanssa))
Sveitsi	OEL-kemikaaliluokka (oikeudellinen peruste: OLVSNAlF)	Herkistävä aine

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset kontrollit

Hätäsilmäpesulaitteiden ja turvasuihkujen on oltava käytettävissä mahdollisen altistumisen välittömässä läheisyydessä. Varmista riittävä ilmanvaihto, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että kaikkia kansallisia/paikallisia määräyksiä noudatetaan.

Henkilönsuojaimet

Käsineet. Suojavaatetus. Suojalasit tai silmälasit. Henkilönsuojaimet on valittava asetuksen (EU) 2016/425 ja CEN-standardien mukaisesti sekä yhteistyössä suojarusteiden toimittajan kanssa.



Suojavaatetuksen materiaalit

Kemikaaleja kestävät materiaalit ja kankaat.

Käsien suojaus

Käytä suojakäsineitä.

Silmien suojaus

Kemialliset suojalasit tai suojalasit.

Ihon ja vartalon suojaus

Käytä sopivaa suojavaatetusta.

Hengityselinten suojaus

Jos altistusrajat ylitetään tai ilmenee ärsytystä, on käytettävä hyväksyttyä hengityssuojainta. Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta ilmanvaihdon ollessa riittämätöntä tai ilman ollessa vähähappista, tai kun altistustasoja ei tunneta.

Muut tiedot

Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana.

9 KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Neste

Väri, ulkonäkö

Tietoja ei ole saatavilla

Haju

Tietoja ei ole saatavilla

Hajukynnys

Tietoja ei ole saatavilla

pH

Tietoja ei ole saatavilla

Haihtumisnopeus

Tietoja ei ole saatavilla

Sulamispiste

≈ 0

Jäätymispiste

≈ 0

Kiehumispiste

≈ 100 °C (212 °F)

Leimahduspiste

Tietoja ei ole saatavilla

Itsesyttymislämpötila

Tietoja ei ole saatavilla

Hajoamislämpötila

Tietoja ei ole saatavilla

Syttyvyys

Tietoja ei ole saatavilla

Höyrynpaine

Tietoja ei ole saatavilla

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:ssa

Tietoja ei ole saatavilla

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi

Viskositeetti

Räjähdysominaisuudet

Hapettavat ominaisuudet

Räjähdyksrajat

Hiukkasten aspektisuhde

Hiukkasten aggregaatiotila

Hiukkasten agglomeraatiotila

Hiukkaskohtainen pinta-ala

Hiukkasten pölyisyys

Tietoja ei ole saatavilla

Liukeneva.

Tietoja ei ole saatavilla

Tietoja ei ole saatavilla

Tietoja ei ole saatavilla

Tietoja ei ole saatavilla

Tietoja ei ole saatavilla

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

9.2. Muut tiedot

Lisätietoja ei ole saatavilla

10 KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei esiinny normaaleissa olosuhteissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa (katso kohta 7).

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallista polymerisaatiota ei tapahdu.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Suora auringonvalo, erittäin korkeat tai matalat lämpötilat ja yhteensopimattomat materiaalit.

10.5. Yhteensopimattomat aineet tai seokset

Vahvat hapot, vahvat emäkset, voimakkaat hapettimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei odoteta hajoavan normaaleissa ympäristöolosuhteissa.

11 KOHTA 11: TOKSIKOLOGISET TIEDOT

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Todennäköiset altistumisreitit Ihon kautta, silmäkosketus, hengitettynä, suun kautta

Välitön myrkyllisyys (suun kautta) Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Välitön myrkyllisyys (ihon kautta) Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Välitön myrkyllisyys (hengitettynä) Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

1,3-propanidioli, 2-amino-2-(hydroksimetyyli)- (77-86-1)	
LD50 suun kautta, rotta	5 900 mg/kg
LD50 ihon kautta, rotta	> 5 000 mg/kg

Vesi (7732-18-5)	
LD50 suun kautta, rotta	> 90 ml/kg (lähde: FOOD_JOURN)
Magnesiumkloridi (MgCl2), heksahydraatti (7791-18-6)	
LD50 suun kautta, rotta	8 100 mg/kg (lähde: NLM_CIP)
Natriumkloridi (7647-14-5)	
LD50 suun kautta, rotta	3 550 mg/kg (laji: Wistar)
LD50 ihon kautta, kaniini	> 10 000 mg/kg (laji: New Zealand White)
LC50 hengitettynä, rotta	> 42 mg/l (altistusaika: 1 h lähde: ECHA_API)
Magnesiumnitraatti (10377-60-3)	
LD50 suun kautta, rotta	5 440 mg/kg (lähde: IUCLID)
3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli- (26172-55-4)	
3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli- (26172-55-4)	
LD50 suun kautta, rotta	481 mg/kg (lähde: IUCLID)
LC50 hengitettynä, rotta	1,23 mg/l / 4 h
ATE CLP (ihon kautta)	300 mg/painokg
3(2H)-isotiatsoloni, 2-metyyli- (2682-20-4)	
LD50 suun kautta, rotta	120 mg/kg (lähde: EU_CLH)
LD50 ihon kautta, kaniini	242 mg/kg
LC50 hengitettynä, rotta	0,11 mg/l / 4 h

Ihosityövyttävyys/ihoärsytys

Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Silmävaurio/silmä-ärsytys

Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Aspiraatiovaara

Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Oireet/vammat, jos ainetta on hengitetty

Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ärsytystä.

Oireet/vammat, jos ainetta on joutunut iholle

Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ihoärsytystä. Sisältää 3(2H)-isotiatsolonia, 5-kloori-2-metyyli- (26172-55-4) ja 3(2H)-isotiatsolonia, 2-metyyli- (2682-20-4). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Oireet/vammat, jos ainetta on joutunut silmään

Voi aiheuttaa lievää silmä-ärsytystä.

Oireet/vammat, jos ainetta on nielty

Nieleminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Krooniset oireet

Voi aiheuttaa allergisen reaktion herkillä henkilöillä.

11.2. Tietoa muista vaaroista

Saatavilla olevien tietojen perusteella tällä aineella / tämän seoksen aineilla, jota (joita) ei ole lueteltu alla, ei ole hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten osalta, sillä se ei täytä asetuksen (EU) N:o 2017/2100 jaksossa A esitettyjä kriteerejä ja/tai asetuksen (EU) 2018/605 kriteerejä, tai ainetta (aineita) ei tarvitse ilmaista.

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien aiheuttamat haitalliset terveysvaikutukset

Hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia ei odoteta aiheutuvan ihmisillä tai kohde-eläimillä.

12 KOHTA 12: EKOLOGISET TIEDOT

12.1. Myrkyllisyys

Vaarallista vesieliöille, lyhytaikainen (akuutti)
Vaarallista vesieliöille, pitkäaikainen (krooninen)

Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)
(Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)
Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)
(Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Natriumkloridi (7647145)	
LC50 kala	5 560–6 080 mg/l (altistusaika: 96 h laji: Lepomis macrochirus [läpivirtaus])
EC50 äyriäiset	1 000 mg/l (altistusaika: 48 h laji: Daphnia magna)
LC50 kala	12 946 mg/l (altistusaika: 96 h laji: Lepomis macrochirus [staattinen] lähde: EPA)
EC50 äyriäiset	340,7–469,2 mg/l (altistusaika: 48 h laji: Daphnia magna [staattinen])
NOEC, pitkäaikainen, kala	252 mg/l (laji: Pimephales promelas)

3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli (26172554)	
LC50 kala	1,6 mg/l (altistusaika: 96 h laji: Oncorhynchus mykiss [puolistaattinen])
EC50 äyriäiset	4,71 mg/l (altistusaika: 48 h laji: Daphnia magna)
EC50 äyriäiset	0,12–0,3 mg/l (altistusaika: 48 h laji: Daphnia magna [läpivirtaus])

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

BCRABL IS CAL1, BCRABL IS CAL2, BCRABL IS CAL3, BCRABL IS CAL4, BCRABL IS CONH, BCRABL IS CONL, BCRABL IS CONN	
Pysyvyys ja hajoavuus	Odotetaan olevan biohajoava.

12.3. Biokertyvyys

BCRABL IS CAL1, BCRABL IS CAL2, BCRABL IS CAL3, BCRABL IS CAL4, BCRABL IS CONH, BCRABL IS CONL, BCRABL IS CONN	
Biokertyvyys	Ei odoteta kertyvän biologisesti.

1,3-propaanidioli, 2-amino-2(hydroksimetyyli) (77861)	
BCF, kala	3 (arvioitu käyttäen regressiojohdettua yhtälöä)

Natriumkloridi (7647145)	
BCF, kala 1	(ei biokertymistä)

3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli (26172554)	
Jakautumiskerroin n-oktanol/vesi (Log Pow)	0,71–0,75 20 °C:ssa

3(2H)-isotiatsoloni, 2-metyyli (2682204)	
Jakautumiskerroin n-oktanol/vesi (Log Pow)	0,26 20 °C:ssa (pH:ssa 5)

12.4. Liikkuvuus maaperässä

BCRABL IS CAL1, BCRABL IS CAL2, BCRABL IS CAL3, BCRABL IS CAL4, BCRABL IS CONH, BCRABL IS CONL, BCRABL IS CONN	
Ekologia, maaperä	Kiinnittyy maaperään. Vuotaa, jos altistuu vedelle.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei sisällä vähintään 0,1 % PBT/vPvB-aineita, jotka on arvioitu REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Saatavilla olevien tietojen perusteella tällä aineella / tämän seoksen aineilla, jota/joita ei ole lueteltu alla, ei ole hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ei-kohteena olevien organismien osalta, sillä se ei täytä asetuksen (EU) N:o 2017/2100 B jaksossa esitettyjä kriteerejä ja/tai asetuksen (EU) 2018/605 kriteerejä, tai ainetta (aineita) ei tarvitse ilmaista.

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset

Ympäristöön ei odoteta kohdistuvan hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset
Muut tiedot

Ei tunnettuja.
Vältä päästämistä ympäristöön.

13 KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotteen/pakkauksen hävittämissuositukset

Hävitä sisältö/säiliö paikallisten, alueellisten, kansallisten, maakunnallisten ja kansainvälisten säännösten mukaisesti.

Lisätietoja
Ekologiset tiedot

Biologisesti kontaminoituneet materiaalit on poltettava.
Vältä tarpeetonta päästämistä ympäristöön.

14 KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Tässä ilmoitettu kuljetuskuvaus (-kuvaukset) laadittiin tiettyjen olettamusten mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteen laatimishetkellä, ja se voi vaihdella useisiin sellaisiin muuttujiin perustuen, jotka joko olivat tai eivät olleet tiedossa käyttöturvallisuustiedotteen myöntämishetkellä.

ADR:n / RID:n / IMDG:n / IATA:n / ADN:n mukainen

14.1. YK-numero tai tunnusnumero

Ei säädelty kuljetusta varten

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen YK-nimi

Ei säädelty kuljetusta varten

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

Ei säädelty kuljetusta varten

14.4. Pakkausryhmä

Ei säädelty kuljetusta varten

14.5. Ympäristövaarat

Ei säädelty kuljetusta varten

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Lisätietoja ei ole saatavilla

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellu

15 KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

15.1.1. EU-asetukset

15.1.1.1. REACH-asetuksen liitteen XVII tiedot

Lueteltu REACH-asetuksen liitteessä XVII (rajoitusehdot). Seuraavat rajoitukset ovat voimassa:

3(b) Aineet tai seokset, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I esitetyt kriteerit jollekin seuraavista vaaraluokista tai -luokista: Vaaraluokat 3.1–3.6, 3.7 haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen, 3.8 muut kuin narkoottiset vaikutukset, 3.9 ja 3.10	3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli-
3(c) Aineet tai seokset, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I esitetyt kriteerit jollekin seuraavista vaaraluokista tai -kategorioista: Vaaraluokka 4.1	3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli-

15.1.1.2. REACH-ehdokasluettelon tiedot

Ei sisällä REACH-ehdokasluettelossa lueteltua ainetta (aineita)

15.1.1.3. POP (2019/1021) – Pysyviä orgaanisia saasteita koskevat tiedot

Ei sisällä POP-luettelossa (asetus EU 2019/1021 pysyvistä orgaanisista saasteista) lueteltuja aineita.

15.1.1.4. PIC-asetus EU (649/2012) – Vaarallisten kemikaalien tietojen vienti ja tuonti

Ei sisällä PIC-luettelossa (EU-asetus 649/2012, joka koskee vaarallisten kemikaalien vientiä ja tuontia) lueteltua ainetta.

15.1.1.5. REACH-asetuksen liitteen XIV tiedot

Ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV (Luvanvaraisten aineiden luettelo) lueteltuja aineita

15.1.1.6. Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009) tiedot

Lisätietoja ei ole saatavilla

15.1.1.7. EY-luettelotiedot

1,3-propaanidioli, 2-amino-2-(hydroksimetyyli)- (77-86-1)

Luetteluu ETY:n EINECS-luettelossa (Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)

Vesi (7732-18-5)

Luetteluu ETY:n EINECS-luettelossa (Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)

Natriumkloridi (7647-14-5)

Luetteluu ETY:n EINECS-luettelossa (Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)

Gelatiini (9000-70-8)

Luetteluu ETY:n EINECS-luettelossa (Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)

Magnesiumnitraatti (10377-60-3)

Luetteluu ETY:n EINECS-luettelossa (Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)

3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli- (26172-55-4)

Luetteluu ETY:n EINECS-luettelossa (Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)

3(2H)-isotiatsoloni, 2-metyyli- (2682-20-4)

Luetteluu ETY:n EINECS-luettelossa (Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)

15.1.1.8. Muut tiedot

Lisätietoja ei ole saatavilla

15.1.2. Kansalliset säännökset

Lisätietoja ei ole saatavilla

15.1.3. Kansainväliset varastoluettelot

1,3-propaanidioli, 2-amino-2-(hydroksimetyyli)- (77-86-1)

Luetteluu Yhdysvaltain TSCA-luettelossa (myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki) - tila: aktiivinen
Listattu Kanadan DSL:ssä (kotimaisten aineiden luettelo)
Luetteluu Australian teollisuuskemikaalien käyttöönottojärjestelmässä (AICIS-luettelo)
Luetteluu PICCS:ssä (Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteluu japanilaisessa ENCS-luettelossa (käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet)
Luetteluu KECL/KECI:ssä (korealainen käytössä olevien kemikaalien luettelo)
Luetteluu IECSC:ssä (Kiinassa valmistettujen tai Kiinaan tuotujen käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteluu NZIoC:ssa (Uuden-Seelannin kemikaalien luettelo)
Luetteluu Japanin ISHL:ssä (työsuojelulaki)
Luetteluu INSQ:ssa (Meksikon kansallinen kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteluu TCSI:ssä (Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteluu NCI:ssä (Vietnam - Kansallinen kemikaaliluettelo)
Luetteluu Thaimaan käytössä olevien kemikaalien luettelossa (DIW)

Vesi (7732-18-5)

Luetteluu Yhdysvaltain TSCA-luettelossa (myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki) - tila: aktiivinen
Listattu Kanadan DSL:ssä (kotimaisten aineiden luettelo)
Luetteluu Australian teollisuuskemikaalien käyttöönottojärjestelmässä (AICIS-luettelo)
Luetteluu PICCS:ssä (Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteluu japanilaisessa ENCS-luettelossa (käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet)
Luetteluu KECL/KECI:ssä (korealainen käytössä olevien kemikaalien luettelo)
Luetteluu IECSC:ssä (Kiinassa valmistettujen tai Kiinaan tuotujen käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteluu NZIoC:ssa (Uuden-Seelannin kemikaalien luettelo)
Luetteluu INSQ:ssa (Meksikon kansallinen kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteluu TCSI:ssä (Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteluu NCI:ssä (Vietnam - Kansallinen kemikaaliluettelo)
Luetteluu Thaimaan käytössä olevien kemikaalien luettelossa (DIW)

Magnesiumkloridi (MgCl₂), heksahydraatti (7791-18-6)

Lueteltu Australian teollisuuskemikaalien käyttöönottojärjestelmässä (AICIS-luettelo)
Lueteltu PICCS:ssä (Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu japanilaisessa ENCS-luettelossa (käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet)
Lueteltu IECSC:ssä (Kiinassa valmistettujen tai Kiinaan tuotujen käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu NZIoC:ssa (Uuden-Seelannin kemikaalien luettelo)
Lueteltu Japanin ISHL:ssä (työsuojelulaki)
Lueteltu TCSI:ssä (Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu NCI:ssä (Vietnam - Kansallinen kemikaaliluettelo)
Lueteltu Thaimaan käytössä olevien kemikaalien luettelossa (DIW)

Ribonukleiinihapot (63231-63-0)

Luetteloitu Yhdysvaltain TSCA-luettelossa (myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki) - tila: aktiivinen
Listattu Kanadan DSL:ssä (kotimaisten aineiden luettelo)
Lueteltu Australian teollisuuskemikaalien käyttöönottojärjestelmässä (AICIS-luettelo)
Lueteltu PICCS:ssä (Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu IECSC:ssä (Kiinassa valmistettujen tai Kiinaan tuotujen käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu NZIoC:ssa (Uuden-Seelannin kemikaalien luettelo)
Lueteltu TCSI:ssä (Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu NCI:ssä (Vietnam - Kansallinen kemikaaliluettelo)

5'-adenyylihapo, homopolymeeri, kaliumsuola (26763-19-9)

Lueteltu TCSI:ssä (Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo)

Natriumkloridi (7647-14-5)

Luetteloitu Yhdysvaltain TSCA-luettelossa (myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki) - tila: aktiivinen
Listattu Kanadan DSL:ssä (kotimaisten aineiden luettelo)
Lueteltu Australian teollisuuskemikaalien käyttöönottojärjestelmässä (AICIS-luettelo)
Lueteltu PICCS:ssä (Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu japanilaisessa ENCS-luettelossa (käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet)
Lueteltu KECL/KECI:ssä (korealainen käytössä olevien kemikaalien luettelo)
Lueteltu IECSC:ssä (Kiinassa valmistettujen tai Kiinaan tuotujen käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu NZIoC:ssa (Uuden-Seelannin kemikaalien luettelo)
Lueteltu Japanin ISHL:ssä (työsuojelulaki)
Lueteltu INSQ:ssa (Meksikon kansallinen kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu TCSI:ssä (Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu NCI:ssä (Vietnam - Kansallinen kemikaaliluettelo)
Lueteltu Thaimaan käytössä olevien kemikaalien luettelossa (DIW)

Gelatiini (9000-70-8)

Luetteloitu Yhdysvaltain TSCA-luettelossa (myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki) - tila: aktiivinen
Listattu Kanadan DSL:ssä (kotimaisten aineiden luettelo)
Lueteltu Australian teollisuuskemikaalien käyttöönottojärjestelmässä (AICIS-luettelo)
Lueteltu PICCS:ssä (Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu japanilaisessa ENCS-luettelossa (käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet)
Lueteltu KECL/KECI:ssä (korealainen käytössä olevien kemikaalien luettelo)
Lueteltu IECSC:ssä (Kiinassa valmistettujen tai Kiinaan tuotujen käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu NZIoC:ssa (Uuden-Seelannin kemikaalien luettelo)
Lueteltu Japanin ISHL:ssä (työsuojelulaki)
Lueteltu INSQ:ssa (Meksikon kansallinen kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu TCSI:ssä (Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo)
Lueteltu NCI:ssä (Vietnam - Kansallinen kemikaaliluettelo)
Lueteltu Thaimaan käytössä olevien kemikaalien luettelossa (DIW)

Magnesiumnitraatti (10377-60-3)

Luetteloitu Yhdysvaltain TSCA-luettelossa (myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki) - tila: aktiivinen
Listattu Kanadan DSL:ssä (kotimaisten aineiden luettelo)
Luetteltu Australian teollisuuskemikaalien käyttöönottojärjestelmässä (AICIS-luettelo)
Luetteltu PICCS:ssä (Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu japanilaisessa ENCS-luettelossa (käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet)
Luetteltu KECL/KECI:ssä (korealainen käytössä olevien kemikaalien luettelo)
Luetteltu IECSC:ssä (Kiinassa valmistettujen tai Kiinaan tuotujen käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu NZIoC:ssa (Uuden-Seelannin kemikaalien luettelo)
Luetteltu Japanin ISHL:ssä (työsuojelulaki)
Luetteltu INSQ:ssa (Meksikon kansallinen kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu TCSI:ssä (Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu NCI:ssä (Vietnam - Kansallinen kemikaaliluettelo)
Luetteltu Thaimaan käytössä olevien kemikaalien luettelossa (DIW)

3(2H)-isotiatsoloni, 5-kloori-2-metyyli- (26172-55-4)

Luetteloitu Yhdysvaltain TSCA-luettelossa (myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki) - tila: aktiivinen
Listattu Kanadan DSL:ssä (kotimaisten aineiden luettelo)
Luetteltu Australian teollisuuskemikaalien käyttöönottojärjestelmässä (AICIS-luettelo)
Luetteltu PICCS:ssä (Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu japanilaisessa ENCS-luettelossa (käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet)
Luetteltu KECL/KECI:ssä (korealainen käytössä olevien kemikaalien luettelo)
Luetteltu IECSC:ssä (Kiinassa valmistettujen tai Kiinaan tuotujen käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu NZIoC:ssa (Uuden-Seelannin kemikaalien luettelo)
Luetteltu Japanin ISHL:ssä (työsuojelulaki)
Luetteltu INSQ:ssa (Meksikon kansallinen kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu TCSI:ssä (Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu NCI:ssä (Vietnam - Kansallinen kemikaaliluettelo)
Luetteltu Thaimaan käytössä olevien kemikaalien luettelossa (DIW)

3(2H)-isotiatsoloni, 2-metyyli- (2682-20-4)

Luetteloitu Yhdysvaltain TSCA-luettelossa (myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki) - tila: aktiivinen
Listattu Kanadan DSL:ssä (kotimaisten aineiden luettelo)
Luetteltu Australian teollisuuskemikaalien käyttöönottojärjestelmässä (AICIS-luettelo)
Luetteltu PICCS:ssä (Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu japanilaisessa ENCS-luettelossa (käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet)
Luetteltu KECL/KECI:ssä (korealainen käytössä olevien kemikaalien luettelo)
Luetteltu IECSC:ssä (Kiinassa valmistettujen tai Kiinaan tuotujen käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu NZIoC:ssa (Uuden-Seelannin kemikaalien luettelo)
Luetteltu Japanin ISHL:ssä (työsuojelulaki)
Luetteltu INSQ:ssa (Meksikon kansallinen kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu TCSI:ssä (Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo)
Luetteltu NCI:ssä (Vietnam - Kansallinen kemikaaliluettelo)
Luetteltu Thaimaan käytössä olevien kemikaalien luettelossa (DIW)

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty

16 KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Laatimispäivämäärä tai viimeisin versio 4.7.2025

Tietojen lähteet Tämän käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa saadut ja käytetyt tiedot voivat olla peräisin tietokantatilauksista, valtion sääntelylinten virallisilta verkkosivustoilta, tuotteen/ainesosan valmistaja- tai toimittajakohtaisista tiedoista

ja/tai resursseista, jotka sisältävät ainekohtaisia tietoja ja luokituksia GHS:n mukaisina tai myöhemmin GHS:n mukaisiksi saatettuina.

Muut tiedot

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2020/878 mukaan

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 2 (ihon kautta)	Välitön myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 2
Acute Tox. 2 (hengitettynä: pöly, sumu)	Välitön myrkyllisyys (hengitettynä: pöly, sumu), kategoria 2
Acute Tox. 3 (ihon kautta)	Välitön myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 3
Acute Tox. 3 (suun kautta)	Välitön myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 3
Acute Tox. 4 (hengitettynä: pöly, sumu)	Välitön myrkyllisyys (hengitettynä: pöly, sumu), kategoria 4
Vesiliöt, lyhytaikainen 1	Vaarallista vesiliöille - lyhytaikainen vaara, kategoria 1
Vesiliöt, pitkäaikainen 1	Vaarallista vesiliöille - pitkäaikainen vaara, kategoria 1
EUH071	Hengitysteitä syövyttävää.
EUH208	Sisältää 3(2H)-isotiatsolonia, 5-kloori-2-metyyli- (26172-55-4) ja 3(2H)-isotiatsolonia, 2-metyyli- (2682-20-4). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Silmävaurio 1	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 1
Silmä-ärsytys 2	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 2
H272	Voi edistää tulipaloa; hapettava.
H301	Myrkyllistä nieltynä.
H310	Tappavaa joutuessaan iholle.
H311	Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H314	Aiheuttaa vakavia ihon palovammoja ja silmävaurioita.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H330	Tappavaa hengitettynä.
H332	Haitallista hengitettynä.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesiliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Hap. kiint. 3	Hapettavat kiinteät aineet, kategoria 3
Ihosityövytt. 1B	Ihosityövyttävyysoharsytys, kategoria 1, alakategoria 1B
Ihosityövytt. 1C	Ihosityövyttävyysoharsytys, kategoria 1, alakategoria 1C
Ihoärsytys 2	Ihosityövyttävyysoharsytys, kategoria 2
Ihoa herkist. 1	Ihoa herkistävä, kategoria 1
Ihoa herkist. 1A	Ihoa herkistävä, kategoria 1A
STOT SE 3	Elinkeuhkainen myrkyllisyys – kerta-altistus, kategoria 3, hengitysteiden ärsytys

Osoitus muutoksista

Lisätietoja ei ole saatavilla

Lyhenteet ja lyhennesanat

ACGIH - amerikkalainen American Conference of Governmental Industrial Hygienists -järjestö	NDS - Najwysze Dopuszczalne Stezenie
ADN - eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista	NDSch - Najwysze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
ADR - eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista	NDSP - Najwysze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe
ATE - välittömän myrkyllisyyden estimaatti	NOAEL - taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
BCF - biologinen kertyvyyskijä	NOEC - pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
BEI - biologisen altistuksen indeksit (BEI)	NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis
BOD - biokemiallinen hapentarve	NTP - kansallinen toksikologiaohjelma
CAS No. - Chemical Abstracts Service -numero	OEL - työperäisen altistuksen raja-arvot
CLP - luokitus-, merkintä- ja pakkausasetus (EY) N:o 1272/2008	PBT - pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen
	PEL - sallittu altistusraja
	pH - vetypotentiaali
	REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset

COD - kemiallinen hapentarve EY - Euroopan yhteisö EC50 - vaikuttava pitoisuus, jossa testattu vaikutus esiintyy puolella testielioistä ETY - Euroopan talousyhteisö EINECS - eurooppalainen European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances -järjestö EmS-nro (tulipalo) - IMDG-hätäaikataulu, tulipalo EmS-nro (vuoto) - IMDG-hätäaikataulu, vuoto EU - Euroopan unioni ErC50 - EC50 kasvunopeuden pienenemisen osalta GHS - maailmanlaajuinen yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmä IARC - kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö IATA - kansainvälinen ilmakuljetusliitto IBC-koodi - vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten kansainvälinen rakenne- ja varustusäännöstö IMDG - kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis IOELV - työperäisen altistuksen viiteraja-arvo LC50 - mediaani tappava pitoisuus LD50 - mediaani tappava annos LOAEL - pienin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava taso LOEC - pienin havaittavan vaikutuksen aiheuttava pitoisuus Log Koc - maaperän orgaaninen hiili/vesi-jakautumiskerroin Log Kow - oktanoli/vesi-jakautumiskerroin Log Pow - liuenneen aineen tasapainokonsentraation (C) suhde kahden faasin järjestelmässä, joka koostuu kahdesta suurelta osin toisiinsa sekoittumattomasta liuottimesta, tässä tapauksessa oktanolista ja vedestä MAK - suurin sallittu pitoisuus työpaikalla / suurin sallittu pitoisuus MARPOL - kansainvälinen saastumisen ehkäisemistä koskeva yleissopimus	RID - vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö SADT - itsekkiihtyvän hajoamisen lämpötila SDS - käyttöturvallisuustiedote STEL - lyhytaikaisen altistumisen raja STOT - elinkohtainen myrkyllisyys TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft TEL TRK - tekniset ohjeistukset, pitoisuudet ThOD - teoreettinen hapentarve TLM - mediaanitoleranssiraja TLV - kynnysarvoja TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte TSCA - myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki TWA - aikapainotettu keskiarvo VOC - haihtuvat orgaaniset yhdisteet VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria VLE - Valeur Limite D'exposition VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition vPvB - erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä WEL - työperäisen altistuksen raja-arvo WGK - Wassergefährdungsklasse
--	---

Tietolähteen lyhenteiden sanasto

ATSDR: Myrkyllisten aineiden ja sairauksien rekisterivirasto (Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriö) AU_WES: Australia WES CHEMVIEW: ChemView (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto) EC_RAR: Euroopan komission uusimista koskeva arviointiraportti EC_SCOEL: Euroopan komission työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea ECETOC: Eurooppalainen kemikaalien ekotoksikologia- ja toksikologiaraporttien keskus ECHA_API: Euroopan kemikaalivirasto API ECHA_RAC: Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitea EFSA: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EPA: Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA_AEGL: Lyhytaikaisen altistuksen ohjetasot (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto) EPA_FIFRA: Yhdysvaltain liittovaltion laki hyönteis-, sien- ja jrsijämyrkyistä, uudelleenrekisteröinnin soveltuvuus päätös (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto) EPA_HPVP: Korkean tuotantomäärän kemikaalit (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto)	FOOD_JOURN: Food Research Journal (1956) IARC: Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IDLH: Kansallinen työsuojelun tutkimuslaitos, välittömästi henkeä tai terveyttä uhkaavat profiilit IUCID: yhdenmukaisten kemiallisten tietojen kansainvälinen tietokanta JAPAN_GHS: Japanin GHS-luokitustietojen peruste JP_J-CHECK: Japanin J-Check KR_NIER: Etelä-Korean kansallinen ympäristötutkimuksen arviointilaitos NICNAS: Australian kansallinen teollisuuskemikaalien ilmoitus- ja arviointijärjestelmä NIOSH: Kansallinen työsuojelun tutkimuslaitos (Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriö) NLM_CIP: National Library of Medicine, ChemID plus -tietokanta NLM_HSD: National Library of Medicine, vaarallisten aineiden tietopankki NLM_PUBMED: National Library of Medicine, PubMed-tietokanta NTP: Kansallinen toksikologiaohjelma NZ_CCID: Uuden-Seelannin kemiallisten aineiden luokitus- ja tietokanta OECD_EHSP: Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjulkaisu (taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö)
--	---

EPA_TRED: Toleranssin uudelleenarvioinnin soveltuvuuspäätöksen riskinarviointi (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto)
EU_CLH: Euroopan unionin ehdotus yhdenmukaistetusta luokituksesta ja merkinnöistä
EU_RAR: Euroopan unionin riskinarviointiraportti

OECD_SIDS: Kartoitustiedosto (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö)
WHO: Maailman terveysjärjestö

Raja-arvon oikeudellinen peruste*

*Sisältää seuraavan ja kaikki siihen liittyvät säännökset/määräykset ja myöhemmät muutokset

EU - 2019/1831 EU direktiivin 98/24/EY mukaisesti - Direktiivi 2019/1831/EU, annettu 24. lokakuuta 2019, neuvoston direktiivin 98/24/EY mukaisen viidennen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta.

EU - 2019/1243/EU ja 98/24/EY - Neuvoston direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä ja muutosasetus (EU) 2019/1243.

Itävalta - BGBl. II Nro 254/2018 - Määräys työpaikoilla esiintyvien aineiden raja-arvoista ja syöpää aiheuttavista aineista, liittovaltion talous- ja työministeriö, julkaistu vuonna 2003, liite 1: Aineluettelo, julkaisu: Itävallan tasavallan talous- ja työministeriö, muutettu hallituksen Gazette II:n (BGBl. II) N:o 119/2004 ja BGBl:n kautta. II N:o 242/2006, BGBl. II N:o 243/2007, viimeksi muutettu BGBl:n kautta. I N:o 51/2011, BGBl. II N:o 186/2015, BGBl. II N:o 288/2017, muutettu BGBl:llä. II N:o 254/2018.

Itävalta - BLV BGBl. II N:o 254/2018 - Määräys terveyden valvonnasta työpaikoilla 2008, julkaistu BGBl:n kautta. II N:o 224/2007, Itävallan työ- ja sosiaaliministeriö, viimeksi muutettu BGBl:n kautta. II N:o 254/2018

Belgia - Kuninkaallinen asetus 21/01/2020 - Kuninkaallinen asetus, joka muuttaa työhyvinvointilain VI kirjan kemiallisiin aineisiin liittyvää 1 osastoa, koskien kemiallisille aineille altistumisen raja-arvojen luetteloa, ja 2 osastoa, joka liittyy työhyvinvointilain VI kirjan syöpää aiheuttaviin, perimää vaurioittaviin ja lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin (1)

Bulgaria - asetus N:o 13/10 - 30. joulukuuta 2003 annettu asetus N:o 13 työntekijöiden suojaamisesta vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille aineille työelämässä, koskevan lain liite n:o 1, Raja-arvot kemiallisille aineille työympäristön ilmassa, ja liite n:o 2, Kemikaalien ja niiden metaboliittien (altistuksen biologiset merkkiaineet) tai vaikutuksen biologisten merkkiaineiden biologiset raja-arvot, jota asetusta on muutettu seuraavasti: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020), ja 26. syyskuuta 2003 annettu asetus N:o 10 työntekijöiden suojelemisesta työpaikalla esiintyville syöpää aiheuttaville ja perimää vaurioittaville aineille altistumiseen liittyviltä riskeiltä liitteessä nro 1, Työperäisen altistuksen raja-arvot, muutettu: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Kroatia - OG N:o 91/2018 - Asetus työntekijöiden suojelemisesta vaarallisille kemikaaleille altistumiselta työssä, altistumisen raja-arvot ja biologiset raja-arvot. 12. lokakuuta 2018 päivätty virallinen lehti n:o 91

Kypros - KDP 16/2019 - Kyproksen ministerihallituksen asetus 268/2001 - Turvallisuus ja terveys työympäristössä (kemialliset aineet), 38 artikla, sellaisena kuin se on muutettu asetuksella 16/2019 ja ministerihallituksen asetuksella 153/2001 - Turvallisuus ja terveys työympäristössä (kemialliset aineet – syöpää aiheuttavat aineet), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 493/2004 - Turvallisuus ja terveys työympäristössä (kemialliset aineet – syöpää aiheuttavat aineet) JA lailla 47(I) 2000 - Työterveys ja -turvallisuus (Asbesti), sellaisena kuin se on muutettu asetuksella 316/2006.

Tšekin tasavalta - aset. 41/2020 - Asetus 41/2020, joka muuttaa asetusta 361/2007 (säädöskokoelma), jossa määritetään työympäristön altistumisraajat, muutettuna

Tšekin tasavalta - Asetus N:o 107/2013 - Asetus N:o 107/2013 (säädöskokoelma), joka muuttaa asetusta N:o 432/2003 (säädöskokoelma), jossa määritellään ehdot työn soveltamiselle kategorioihin, biologisten altistustestien parametrien raja-arvot, ehdot biologisten materiaalien keräämiselle biologisten altistustestien toteuttamista varten ja vaatimukset raportoinnille asbestin ja biologisten aineiden kanssa tehtävästä työstä

Kreikka - PWHSE - Työperäisen altistuksen raja-arvot - Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaaminen altistumiselta tietyille kemiallisille aineille työpäivän aikana (viimeisin muutos 82/2018) ja Työperäisen altistuksen raja-arvot - Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen altistumiselta tietyille syöpää aiheuttaville ja perimää vaurioittaville kemiallisille aineille (viimeisin muutos 26/2020) ja Yhdysvaltain liittovaltion asetus 212/2006 - Asbestille altistuvien työntekijöiden suojaaminen.

Unkari - Asetus 05/2020 - 5/2020. (II. 6.) ITM-asetus työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta kemiallisiin aineisiin liittyviltä riskeiltä

Irlanti - 2020 COP - 2020 Menettelyohje kemiallisten aineiden säännöksiin, taulukko 1

Italia - Asetus 81 - IX osasto, liite XLIII ja XXXVIII: Työperäisen altistuksen raja-arvot ja liite XXXIX: Pakolliset biologiset raja-arvot ja terveyden seuranta, 1 artikla, 3. elokuuta 2007 annettu laki 123, 9. huhtikuuta 2008 annettu lakiasetus 81, viimeksi muutettu: tammikuu 2020

Italia - IMDFN1 - Ministeriön asetus 20. elokuuta 1999, Lopullinen huomautus (1)

Latvia - Aset. N:o 325 - Ministerineuvoston asetus N:o 325 - Työsuojeluvatimukset jouduttaessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa työpaikoilla, muutettu ministerineuvoston asetuksella N:o 92, 163, 407 ja N:o 11.

Liettua - HN 23:2011 - Liettuan hygieniastandardi HN 23:2011 Työperäisen altistuksen raja-arvot, muutettu määräyksellä V-695/A1-272.

Luxemburg - A-N 684 - Suurherttuan asetus, annettu 20. heinäkuuta 2018, joka muuttaa 14. marraskuuta 2016 annetun suurherttuan asetuksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin aineisiin liittyviltä riskeiltä. Luxemburgin suurherttuan virallinen lehti, A – N:o 684, 2018

Malta - MOSHAA 424 luku - Maltaan työsuojeluviranomaisten laki: 424 luku, muutettu seuraavasti: Oikeudellinen ilmoitus 353, 53, 198 ja 57.

Alankomaat - OWCRVL - Työolojen asetus, raja-arvot terveydelle haitallisille aineille, liite XVIII, päivitetty 1. elokuuta 2020 alkaen.

Norja - FOR-2020-04-060695 - Säännökset, jotka koskevat fysikaalisten ja kemiallisten aineiden torjuntaa ja raja-arvoja työympäristössä ja luokiteltuja biologisia aineita, FOR-2011-12-06-1358, päivitetty seuraavasti: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Puola - Dz. U. 2020 N:o 61 - Perhe-, työ- ja sosiaaliministerin asetus, annettu 12. kesäkuuta 2018, koskien suurimpia sallittuja terveydelle haitallisten tekijöiden pitoisuuksia ja voimakkuuksia työympäristössä Dz.U. 2018 N:o 1286, 12. kesäkuuta 2018, Liite 1 - Luettelo suurimmista sallituista terveydelle haitallisten kemikaalien pitoisuuksista ja pölytekijöistä työympäristössä, muutos: Dz. U. 2020 N:o 61.

Portugali - Portugalilainen sääntö NP 1796:2014 - Työperäisen altistuksen raja-arvot ja biologiset altistumisindeksit kemiallisille aineille. Taulukko 1 - Työperäisen altistuksen raja-arvot ja biologiset altistumisindeksit kemiallisille aineille (OEL:t), lakiasetus 35/2020.

Romania - Hallituksen päätös N:o 1.218 - Hallituksen päätös nro 1.218, annettu 6.9.2006, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisen vähimmäisvaatimuksista kemiallisille aineille altistumiseen liittyviltä riskeiltä, liite N:o 1, Pakolliset kansalliset työperäisen altistuksen raja-arvot kemiallisille aineille. Muutettu päätöksellä nro 157, 584, 359 ja 1.

Tanska - BEK N:o 698, 28/05/2020 - Määräys aineiden ja materiaalien raja-arvoista, 17. toukokuuta 2011 annettu lakisääteinen määräys N:o 507, liite 1 - Ilmansaasteiden rajoitukset jne. ja liite 3 - Biologiset altistusarvot, jota on muutettu seuraavasti: N:o 986, 11. lokakuuta 2012, N:o 655, 31. toukokuuta 2018, N:o 1458, 13. joulukuuta 2019, N:o 698, 28. toukokuuta 2020

Viro - Asetus N:o 105 - Terveys- ja turvallisuusvaatimukset vaarallisten kemikaalien ja niitä sisältävien materiaalien käytölle sekä työperäisen altistuksen raja-arvot kemiallisille aineille

Tasavallan hallitus, asetus N:o 105, annettu 20. maaliskuuta 2001, muutettu 17. lokakuuta 2019 ja 17. tammikuuta 2020.

Suomi - HTP-ARVOT 2020 - Vaaralliseksi tiedetyt pitoisuudet, 654/2020 OEL-arvot 2020, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut 2020:24, liitteet 1, 2 ja 3.

Ranska - INRS ED 984 - Työperäisen altistuksen raja-arvot kemiallisille aineille Ranskassa, INRS:n, kansallisen työsuojelun tutkimuslaitoksen, julkaisema vuonna 2016, tarkistettu, päivitetty seuraavasti: asetus 2016-344, JORF N:o 0119 ja asetus 2019-1487.

Ranska - Asetus 2009-1570 - Asetus 2009-1570, annettu 15. joulukuuta 2009, koskien työpaikkojen kemiallisten riskien hallintaa.

Saksa - TRGS 900 - Työperäisen altistuksen raja-arvot, vaarallisia aineita koskevat tekniset määräykset, viimeisin muutos maaliskuu 2020

Saksa - TRGS 903 - Biologiset kynnyсарvot (BGW-arvot), Vaarallisia aineita koskevat tekniset määräykset, viimeisin muutos maaliskuussa 2020

Gibraltar - LN. 2018/131 - Tehtaat (Kemiallisten aineiden valvonta työpaikoilla), asetukset 2003 LN. 2003/035, muutettu LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

Slovakia - Hallituksen asetus 33/2018 - Slovakian tasavallan hallituksen asetus 33/2018, 17. tammikuuta 2018, joka muuttaa Slovakian tasavallan hallituksen asetusta 355/2006 työntekijöiden terveyden suojelemisesta kemiallisten aineiden kanssa työskenneltäessä

Slovenia - nro 79/19 - Asetus työntekijöiden suojelemisesta syöpää aiheuttaville tai perimää vaurioittaville aineille altistumiseen liittyviltä riskeiltä. Liite III - Syöpää aiheuttavien ja perimää vaurioittavien aineiden luokitus ja sitovat työperäisen altistuksen arvot. Slovenian tasavallan virallinen lehti, nro 101/2005. Muutettu 38/15, 79/19. Asetus työntekijöiden suojaamisesta kemiallisille aineille altistumiseen liittyviltä riskeiltä työpaikoilla. Slovenian tasavalta, N:o 100/2001. Liite I - Luettelo sitovista työperäisen altistuksen raja-arvoista. Muutettu seuraavasti: 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Espanja - AFS 2018:1 - KANSALLINEN TYÖSUOJELUN TUTKIMUSLAITOS. Työperäisen altistuksen raja-arvot kemiallisille aineille Espanjassa. Taulukot 1 ja 3. Viimeisin painos helmikuu 2019

Ruotsi - AFS 2018:1 - Ruotsin työympäristöviranomaisen asetuskirja, AFS 2018:1

Ruotsin työympäristöviranomaisen määräys ja yleinen ohjeistus hygieenisistä raja-arvoista

Sveitsi - OLVSNIAIF - Työpaikan raja-arvot 2020 Sveitsin kansallinen tapaturmavakuutusrahasto. Biologisten raja-arvojen luettelo (BAT-Werte) ja MAK-arvojen luettelo.

Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme, ja niiden tarkoituksena on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Niiden ei siksi pidä tulkita takaavan mitään tuotteen tiettyä ominaisuutta.

EU GHS SDS (2020/878)