

De acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH) com a sua alteração ao Regulamento (UE) 2020/878

Data de emissão: 17/09/2024 | Versão 1.0

1 SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA EMPRESA/EMPRESA RESPONSÁVEL

1.1. Identificador do produto

Formulário do produto Mistura

Nome do produto BCR-ABL IS CAL1, BCR-ABL IS CAL2, BCR-ABL IS CAL3, BCR-ABL IS CAL4, BCR-ABL IS CONH, BCR-ABL IS CONL, BCR-ABL IS CONN

Código do produto 145394-145400

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações não recomendadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Utilização da substância/mistura Solução de calibração

1.2.2. Utilizações desaconselhadas

Utilizações desaconselhadas Nenhuma informação adicional disponível

1.3. Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa

Asuragen, Inc.

2150 Woodward St. Suite 100

Austin, TX 78744

EUA

Tel.: +1 512-681-5200

EUA, Linha gratuita Tel.: +1 877-777-1874

E-mail: support@asuragen.com

Endereço Web: www.asuragen.com

1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência Tel.: +1 512-681-5200 EUA, Linha gratuita Tel.: +1 877-777-1874

2 SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008

Não classificado.

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP]

Declarações de perigo da UE EUH208 — Contém 3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil-(26172-55-4), 3(2H)-isotiazolona, 2-metil-(2682-20-4). Pode produzir uma reação alérgica.

EUH210 — Ficha de dados de segurança disponível mediante pedido.

2.3. Outros perigos

Outros perigos que não contribuem para a classificação

A exposição pode agravar problemas oculares, cutâneos ou respiratórios preexistentes.

Esta substância/mistura não cumpre os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, anexo XIII

A substância/mistura não contém substância(s) num peso igual ou superior a 0,1% que esteja(m) presente(s) na lista estabelecida em conformidade com o Artigo 59.º, alínea n.º 1 do regulamento REACH, por ter propriedades desreguladoras endócrinas ou identificada(s) como tendo propriedades desreguladoras endócrinas de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou no Regulamento da Comissão (UE) 2018/605.

3 SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Nome	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008
Água	(N.º CAS) 7732-18-5 (N.º CE) 231-791-2	99,441	Não classificado.
Cloreto de sódio substância com limite(s) de exposição no local de trabalho a nível nacional	(N.º CAS) 7647-14-5 (N.º CE) 231-598-3	0,292	Não classificado.
Ácidos ribonucleicos	(N.º CAS) 63231-63-0	< 0,1	Não classificado.
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hidroximetil)-	(N.º CAS) 77-86-1 (N.º CE) 201-064-4	0,061	Não classificado.
Gelatina	(N.º CAS) 9000-70-8 (N.º CE) 232-554-6	0,05	Não classificado.
Cloreto de magnésio (MgCl ₂), hexa- hidratado	(N.º CAS) 7791-18-6	0,005	Não classificado.
Nitrato de magnésio	(N.º CAS) 10377-60-3 (N.º CE) 233-826-7	< 0,003	Sol. ox. 3, H272
3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil-	(N.º CAS) 26172-55-4 (N.º CE) 247-500-7	< 0,0015	Tox. aguda 3 (Oral), H301 Tox. aguda 3 (Dérmico), H311 Tox. aguda 4 (Inalação), H332 Corrosão cutânea 1B, H314 Lesão ocular 1, H318 Sens. cutânea 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquático agudo 1, H400 Aquático crónico 1, H410
3(2H)-isotiazolona, 2-metil-	(N.º CAS) 2682-20-4 (N.º CE) 220-239-6 (Índice CE — N.º) 613-326-00-9	< 0,0015	Tox. aguda 3 (Oral), H301 Tox. aguda 2 (Dérmico), H310 Tox. aguda 2 (Inalação:pó,névoa), H330 Corrosão cutânea 1B, H314 Lesão ocular 1, H318 Sens. cutânea 1A, H317 STOT SE 3, H335 Aquático agudo 1, H400 (M=10) Aquático crónico 1, H410
Ácido 5'-adenílico, homopolímero, sal de potássio	(N.º CAS) 26763-19-9	0,001	Não classificado.

Limites de concentração específicos:

Nome	Identificador do produto	Limites de concentração específicos (%)
3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil-	(N.º CAS) 26172-55-4 (N.º CE) 247-500-7	(0,0002 ≤ C < 0,0015) EUH208 (0,0015 ≤ C < 100) Sens. cutânea 1A; H317 (0,06 ≤ C < 0,6) Irrit. cutânea 2; H315 (0,06 ≤ C < 0,6) Irrit. ocular 2; H319 (0,5 ≤ C < 100) EUH071 (0,5 ≤ C < 100) Corr. cutânea 1B; H314 (0,6 ≤ C < 1,5) Corr. cutânea 1C; H314 (0,6 ≤ C < 100) Lesão ocular 1; H318
3(2H)-isotiazolona, 2-metil-	(N.º CAS) 2682-20-4 (N.º CE) 220-239-6 (Índice CE — N.º) 613-326-00-9	(0,0002 ≤ C < 0,0015) EUH208 (0,0015 ≤ C < 100) Sens. cutânea 1A; H317 (0,06 ≤ C < 0,6) Irrit. cutânea 2; H315 (0,06 ≤ C < 0,6) Irrit. ocular 2; H319 (0,5 ≤ C < 100) EUH071 (0,6 ≤ C < 100) Lesão ocular 1; H318 (0,6 ≤ C < 1,5) Corr. cutânea 1C; H314 (1,5 ≤ C < 100) Corr. cutânea 1B; H314

Texto completo das declarações de H e EUH: consulte a secção 16

4 SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Medidas gerais de primeiros socorros

Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se não se sentir bem, consulte um médico (mostre o rótulo sempre que possível). Se o produto estiver biologicamente contaminado, siga todos os protocolos institucionais relativos à potencial libertação de agentes patogénicos.

Medidas de primeiros socorros após inalação

Quando ocorrerem sintomas: dirija-se para o ar livre e ventile a área suspeita.

Medidas de primeiros socorros após contacto com a pele

Consulte um médico se a dificuldade respiratória persistir.

Medidas de primeiros socorros após contacto com os olhos

Retire a roupa contaminada. Mantenha a área afetada molhada com água durante, pelo menos, 15 minutos. Consulte um médico se a irritação se desenvolver ou persistir.

Medidas de primeiros socorros após ingestão

Lave cuidadosamente com água durante, pelo menos, 15 minutos. Retire as lentes de contacto, caso as tenha e se for fácil de o fazer. Continue a lavar. Consulte um médico.

Lave a boca. NÃO induza o vômito. Consulte um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais relevantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos

Não se espera que constitua um perigo significativo nas condições previstas de utilização normal.

Sintomas/efeitos após inalação

A exposição prolongada pode causar irritação.

Sintomas/efeitos após contacto com a pele

A exposição prolongada pode causar irritação cutânea. Contém 3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil-(26172-55-4), 3(2H)-isotiazolona, 2-metil-(2682-20-4). Pode produzir uma reação alérgica.

Sintomas/efeitos após contacto com os olhos

Pode provocar uma ligeira irritação nos olhos.

Sintomas/efeitos após ingestão

A ingestão pode causar efeitos adversos.

Sintomas crónicos

Pode provocar reação alérgica em indivíduos sensíveis.

4.3. Indicação de qualquer necessidade imediata de receber cuidados médicos e tratamento específico

Em caso de exposição ou preocupação, consulte um médico. Se for necessário consultar um médico, tenha consigo o recipiente ou o rótulo do produto.

5 SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados	Utilize meios de extinção adequados para o incêndio circundante.
Meios de extinção inadequados	Nenhuma conhecida.

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura

Perigo de incêndio	Não inflamável.
Perigo de explosão	O produto não é explosivo.
Reatividade	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais.
Produtos de combustão perigosos	Em quantidades vestigiais: Óxidos de carbono (CO, CO ₂). Compostos de cloro. Óxidos de azoto.

5.3. Conselhos para bombeiros

Medidas de precaução em incêndios	Tenha cuidado ao combater qualquer incêndio químico.
Instruções de combate a incêndios	Utilize água pulverizada ou névoa para arrefecer os recipientes expostos.
Proteção durante o combate a incêndios	Não entre na área de incêndio sem equipamento de proteção adequado, incluindo proteção respiratória.

6 SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL

6.1. Precauções, equipamento de proteção e procedimentos de emergência individuais

Medidas gerais	Evite o contacto prolongado com os olhos, a pele e o vestuário. Evite respirar (vapor, névoa, spray). Se o produto estiver biologicamente contaminado, siga todos os protocolos institucionais relativos à potencial libertação de agentes patogénicos.
-----------------------	---

6.1.1. Para pessoal não pertencente a equipas de emergência

Equipamento de proteção	Use equipamento de proteção individual (EPI) adequado.
Procedimentos de emergência	Evacuar o pessoal desnecessário.
Medidas em caso de libertação de pó	Supressor de pó.

6.1.2. Para pessoal das equipas de emergência

Equipamento de proteção	Equipar a equipa de limpeza com proteção adequada.
Procedimentos de emergência	Ventile a área. Após a chegada ao local, espera-se que um socorrista reconheça a presença de mercadorias perigosas, se proteja a si próprio e às outras pessoas, proteja a área e entre em contacto com pessoal treinado assim que as condições o permitam.

6.2. Precauções ambientais

Evite a entrada em esgotos e águas públicas.

6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza

Para contenção	Contenha derrames com diques ou absorventes para evitar a migração e a entrada em esgotos ou cursos de água.
-----------------------	--

Métodos de limpeza Limpe os derrames imediatamente e elimine os resíduos em segurança. Impregne com material absorvente inerte (por exemplo, areia, serradura, um ligante universal, gel de sílica). Transfira o material derramado para um recipiente adequado para eliminação. Contacte as autoridades competentes após um derrame.

Outras informações Nenhuma informação adicional disponível.

6.4. Referência a outras secções

Consulte o Cabeçalho 8. Controlos de exposição e proteção individual. Consulte a Secção 13, Considerações sobre eliminação.

7 SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO

7.1. Precauções para manuseamento seguro

Perigos adicionais quando processados O material pode ser contaminado biologicamente com microrganismos patogénicos durante a utilização.

Precauções para manuseamento seguro Lave as mãos e outras áreas expostas com sabão suave e água antes de comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho. Evite o contacto prolongado com os olhos, a pele e o vestuário. Evite respirar vapores, névoa, spray.

Medidas de higiene Manuseie de acordo com os bons procedimentos de higiene e segurança industrial.

7.2. Condições para um armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades

Medidas técnicas Em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Condições de armazenamento Armazene de acordo com os sistemas nacionais de classe de armazenamento aplicáveis. Mantenha o recipiente fechado quando não estiver a ser utilizado. Armazene num local seco e fresco. Mantenha/Armazene afastado da luz solar direta, temperaturas extremamente altas ou baixas e materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis Ácidos fortes, bases fortes, oxidantes fortes.

7.3. Utilização(ões) final(ais) específica(s)

Solução de calibração

8 SECÇÃO 8: CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

Consulte na secção 16 a base legal das informações sobre o valor-limite na secção 8.1, incluindo a legislação ou regulamentação nacional que dá origem a um determinado limite.

Cloreto de sódio (7647-14-5)		
Letónia	OEL TWA (base jurídica: Reg. N.º 325)	5 mg/m³
Lituânia	OEL TWA (base jurídica: HN 23:2011)	5 mg/m³

3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil- (26172-55-4)		
Áustria	OEL TWA (base jurídica: BGBl. N.º II 254/2018)	0,05 mg/m³
Áustria	Categoria química OEL (base jurídica: BGBl. N.º II 254/2018)	Sensibilizador cutâneo
Suíça	OEL STEL (base jurídica: OLVSNAlF)	0,4 mg/m³ (pó inalável)
Suíça	OEL TWA (base jurídica: OLVSNAlF)	0,2 mg/m³ (pó inalável (5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona, mistura com 2-metil-3(2H)-isotiazolona))

3(2H)-isotiazolona, 2-metil- (2682-20-4)		
Áustria	OEL TWA (base jurídica: BGBl. N.º II 254/2018)	005 mg/m³ (mistura de 5-cloro-2-metil-2,3-di-hidroisotiazol-3-ona e 2-metil-2,3-di-hidroisotiazol-3-ona na proporção de 3:1)
Áustria	Categoria química OEL (base jurídica: BGBl. N.º II 254/2018)	Sensibilizador cutâneo
Suíça	OEL STEL (base jurídica: OLVSNAlF)	0,4 mg/m³ (pó inalável)

3(2H)-isotiazolona, 2-metil- (2682-20-4)		
Suíça	OEL TWA (base jurídica: OLVSNAIF)	0,2 mg/m ³ (pó inalável (5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona, mistura com 2-metil-3(2H)-isotiazolona))
Suíça	Categoria química OEL (base jurídica: OLVSNAIF)	Sensibilizador

8.2. Controlos de exposição

Controlos de engenharia apropriados	Devem estar disponíveis fontes para lavagem ocular de emergência e chuveiros de segurança nas imediações de qualquer exposição potencial. Garanta uma ventilação adequada, em especial em áreas confinadas. Certifique-se de que todos os regulamentos nacionais/locais são respeitados.
Equipamento de proteção individual	Luvas. Vestuário de proteção. Viseira ou óculos de proteção. O equipamento de proteção individual deve ser escolhido de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425, as normas CEN e em discussão com o fornecedor do equipamento de proteção.



Materiais para vestuário de proteção	Materiais e tecidos quimicamente resistentes.
Proteção para as mãos	Use luvas de proteção.
Proteção ocular	Viseira ou óculos de proteção contra químicos.
Proteção da pele e do corpo	Use vestuário de proteção adequado.
Proteção respiratória	Se os limites de exposição forem excedidos ou se sentir irritação, deve usar-se proteção respiratória aprovada. Em caso de ventilação inadequada, atmosfera com oxigénio insuficiente ou em casos em que os níveis de exposição não são conhecidos, use proteção respiratória aprovada.
Outras informações	Ao utilizar, não coma, não beba nem fume.

9 SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	Líquido
Cor, aspeto	Sem dados disponíveis
Odor	Sem dados disponíveis
Limiar de odor	Sem dados disponíveis
pH	Sem dados disponíveis
Taxa de evaporação	Sem dados disponíveis
Ponto de fusão	≈ 0
Ponto de congelação	≈ 0
Ponto de ebulição	≈ 100 °C (212 °F)
Ponto de inflamação	Sem dados disponíveis
Temperatura de autoignição	Sem dados disponíveis
Temperatura de decomposição	Sem dados disponíveis
Inflamabilidade	Sem dados disponíveis
Pressão de vapor	Sem dados disponíveis
Densidade relativa do vapor a 20 °C	Sem dados disponíveis
Densidade relativa	Sem dados disponíveis

Solubilidade	Solúvel.
Coeficiente de partição n-octanol/água	Sem dados disponíveis
Viscosidade	Sem dados disponíveis
Propriedades explosivas	Sem dados disponíveis
Propriedades oxidantes	Sem dados disponíveis
Limites de explosividade	Sem dados disponíveis
Razão de aspetos das partículas	Não aplicável
Estado de agregação das partículas	Não aplicável
Estado de aglutinação das partículas	Não aplicável
Área de superfície específica das partículas	Não aplicável
Poeira das partículas	Não aplicável

9.2. Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível

10 SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

Não ocorrerão reações perigosas em condições normais.

10.2. Estabilidade química

Estável nas condições de manuseamento e armazenamento recomendadas (consulte a secção 7).

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não ocorrerá polimerização perigosa.

10.4. Condições a evitar

Luz solar direta, temperaturas extremamente altas ou baixas e materiais incompatíveis.

10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos fortes, bases fortes, oxidantes fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não se espera que se decomponham em condições ambientais.

11 SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1. Informações sobre Classes de Perigo conforme Definido no Regulamento (CE) N.º 1272/2008

Vias prováveis de exposição	Dérmico, contacto com os olhos, inalação, oral
Toxicidade aguda (oral)	Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)
Toxicidade aguda (dérmica)	Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)
Toxicidade aguda (inalação)	Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)

1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hidroximetil)- (77-86-1)	
LD50 oral — rato	5900 mg/kg
LD50 dérmica — rato	> 5000 mg/kg
Água (7732-18-5)	
LD50 oral — rato	> 90 ml/kg (Fonte: FOOD_JOURN)
Cloreto de magnésio (MgCl2), hexa-hidratado (7791-18-6)	
LD50 oral — rato	8100 mg/kg (Fonte: NLM_CIP)
Cloreto de sódio (7647-14-5)	
LD50 oral — rato	3550 mg/kg (Espécie: Wistar)
LD50 dérmica — coelho	> 10.000 mg/kg (Espécie: coelho branco da Nova Zelândia)
LC50 inalação — rato	> 42 mg/l (Tempo de exposição: 1 h Fonte: ECHA_API)
Nitrato de magnésio (10377-60-3)	
LD50 oral — rato	5440 mg/kg (Fonte: IUCLID)
3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil- (26172-55-4)	
3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil- (26172-55-4)	
LD50 oral — rato	481 mg/kg (Fonte: IUCLID)
LC50 inalação — rato	1,23 mg/l/4 h
ATE CLP (dérmico)	300 mg/kg de peso corporal
3(2H)-isotiazolona, 2-metil- (2682-20-4)	
LD50 oral — rato	120 mg/kg (Fonte: EU_CLH)
LD50 dérmica — coelho	242 mg/kg
LC50 inalação — rato	0,11 mg/l/4 h

Corrosão/irritação cutânea

Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)

Lesão/irritação ocular

Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)

Sensibilização respiratória ou cutânea

Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)

Carcinogenicidade

Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)

Toxicidade reprodutiva

Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única)	Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida)	Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)
Perigo de aspiração	Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)
Sintomas/lesões após inalação	A exposição prolongada pode causar irritação.
Sintomas/lesões após contacto com a pele	A exposição prolongada pode causar irritação cutânea. Contém 3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil-(26172-55-4), 3(2H)-isotiazolona, 2-metil-(2682-20-4). Pode produzir uma reação alérgica.
Sintomas/lesões após contacto com os olhos	Pode provocar uma ligeira irritação nos olhos.
Sintomas/lesões após ingestão	A ingestão pode causar efeitos adversos.
Sintomas crónicos	Pode provocar reação alérgica em indivíduos sensíveis.

11.2. Informações sobre outros perigos

Com base nos dados disponíveis, esta(s) substância(s) nesta mistura não listada(s) abaixo não tem(têm) propriedades desreguladoras endócrinas em relação aos seres humanos, uma vez que não cumpre(m) os critérios definidos na secção A do Regulamento (UE) n.º 2017/2100 e/ou os critérios definidos no Regulamento (UE) 2018/605, ou não é necessário revelar a(s) substância(s).

Efeitos adversos para a saúde provocados por propriedades desreguladoras endócrinas	Não são esperados efeitos desreguladores endócrinos em humanos ou animais-alvo.
--	---

12 SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquático, a curto prazo (agudo)	Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)
Perigoso para o ambiente aquático, a longo prazo (crónico)	Não classificado. (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos) (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos)

Cloreto de sódio (7647145)	
LC50 — Peixe	5560–6080 mg/l (Tempo de exposição: 96 h Espécie: Lepomis macrochirus [fluxo])
EC50 — Crustáceos	1000 mg/l (Tempo de exposição: 48 h Espécie: Daphnia magna)
LC50 — Peixe	12 946 mg/l (Tempo de exposição: 96 h Espécie: Lepomis macrochirus [estática] Fonte: EPA)
EC50 — Crustáceos	340,7–469,2 mg/l (Tempo de exposição: 48 h Espécie: Daphnia magna [estática])
NOEC crónico — Peixe	252 mg/l (espécie: Pimephales promelas)

3(2H)Isotiazolona, 5cloro2metil (26172554)	
LC50 — Peixe	1,6 mg/l (Tempo de exposição: 96 h Espécie: Oncorhynchus mykiss [semistática])
EC50 — Crustáceos	4,71 mg/l (Tempo de exposição: 48 h Espécie: Daphnia magna)
EC50 — Crustáceos	0,12–0,3 mg/l (Tempo de exposição: 48 h Espécie: Daphnia magna [fluxo])

12.2. Persistência e degradabilidade

BCRABL IS CAL1, BCRABL IS CAL2, BCRABL IS CAL3, BCRABL IS CAL4, BCRABL IS CONH, BCRABL IS CONL, BCRABL IS CONN	
Persistência e degradabilidade	Espera-se que seja biodegradável.

12.3. Potencial de bioacumulação

BCRABL IS CAL1, BCRABL IS CAL2, BCRABL IS CAL3, BCRABL IS CAL4, BCRABL IS CONH, BCRABL IS CONL, BCRABL IS CONN	
Potencial de bioacumulação	Não se espera bioacumulação.

1,3Propanediol, 2amino2(hidroximetil) (77861)	
BCF — Peixe	3 (Estimado utilizando uma equação derivada de regressão)

Cloreto de sódio (7647145)	
BCF — Peixe 1	(sem bioacumulação)

3(2H)Isotiazolona, 5cloro2metil (26172554)	
Coeficiente de partição noctanol/água (Log Pow)	0,71–0,75 a 20 °C

3(2H)Isotiazolona, 2metil (2682204)	
Coeficiente de partição noctanol/água (Log Pow)	0,26 a 20 °C (a pH 5)

12.4. Mobilidade no solo

BCRABL IS CAL1, BCRABL IS CAL2, BCRABL IS CAL3, BCRABL IS CAL4, BCRABL IS CONH, BCRABL IS CONL, BCRABL IS CONN	
Ecologia — Solo	É absorvido pelo solo. Fugas em caso de exposição à água.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não contém substâncias PBT/mPmB $\geq 0,1\%$ avaliadas de acordo com o Anexo XIII do regulamento REACH

12.6. Propriedades desreguladoras endócrinas

Com base nos dados disponíveis, esta(s) substância(s) nesta mistura não listadas abaixo não tem(têm) propriedades desreguladoras endócrinas em relação a organismos não alvo, uma vez que não cumpre(m) os critérios definidos na secção B do Regulamento (UE) n.º 2017/2100 e/ou os critérios definidos no Regulamento (UE) 2018/605, ou a(s) substância(s) não necessita(m) de ser divulgada(s).

Efeitos adversos no ambiente causados por propriedades desreguladoras endócrinas

Não são esperados efeitos de desregulação endócrina para o ambiente.

12.7. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos

Nenhuma conhecida.

Outras informações

Evite a libertação para o ambiente.

13 SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Recomendações de eliminação do produto/embalagem

Elimine o conteúdo/os recipientes de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais, territoriais, provinciais e internacionais.

Informação adicional
Informação ecológica

Os materiais biologicamente contaminados devem ser incinerados.
Evite a libertação desnecessária para o ambiente.

14 SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

Uma ou mais descrições de envio mencionadas neste documento foram preparadas de acordo com determinadas pressupostos no momento em que a FDS foi autorizada e podem variar com base numa série de variáveis das quais se poderia ou não ter conhecimento no momento em que a FDS foi emitida.

Em conformidade com ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

14.1. Número da ONU ou Número de ID

Não regulamentado para transporte

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não regulamentado para transporte

14.3. Classe(s) de perigo de transporte

Não regulamentado para transporte

14.4. Grupo de embalagem

Não regulamentado para transporte

14.5. Perigos ambientais

Não regulamentado para transporte

14.6. Precauções específicas para os utilizadores

Nenhuma informação adicional disponível

14.7. Transporte marítimo a granel de acordo com instrumentos IMO

Não aplicável

15 SECÇÃO 15: INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

15.1. Regulamentos/legislação de segurança, saúde e ambientais específicos para a substância ou mistura

15.1.1. Regulamentos da UE

15.1.1.1. Informações sobre o Anexo XVII do regulamento REACH

Listado no Anexo XVII do regulamento REACH (Condições de restrição). São aplicáveis as seguintes restrições:

3(b) Substâncias ou misturas que cumpram os critérios para qualquer uma das seguintes classes ou categorias de perigo definidas no Anexo I do Regulamento (CE) N.º 1272/2008: Classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 efeitos adversos na função sexual e fertilidade ou no desenvolvimento; 3.8 efeitos além de efeitos narcóticos; 3.9 e 3.10	3(2H)-Isotiazolona, 5-cloro-2-metil-
3(c) Substâncias ou misturas que cumpram os critérios para qualquer uma das seguintes classes ou categorias de perigo definidas no Anexo I do Regulamento (CE) N.º 1272/2008: Classe de perigo 4.1	3(2H)-Isotiazolona, 5-cloro-2-metil-

15.1.1.2. Informações da lista de candidatos do regulamento REACH

Não contém substâncias indicadas na lista de candidatos do regulamento REACH

15.1.1.3. POP (2019/1021) — Informação sobre poluentes orgânicos persistentes

Não contém substâncias listadas na lista de POP (Regulamento UE 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes)

15.1.1.4. Regulamento PIC UE (649/2012) — Informação sobre a exportação e a importação de produtos químicos perigosos

Não contém substâncias listadas na lista PIC (Regulamento UE 649/2012 relativo à exportação e à importação de produtos químicos perigosos)

15.1.1.5. Informações sobre o Anexo XIV do regulamento REACH

Não contém substâncias indicadas no Anexo XIV do regulamento REACH (Lista de autorização)

15.1.1.6. Informação relativa a substâncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009)

Nenhuma informação adicional disponível

15.1.1.7. Informações sobre inventário CE

1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hidroximetil)- (77-86-1)
Listado no inventário EEC EINECS (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes)

Água (7732-18-5)
Listado no inventário EEC EINECS (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes)

Cloreto de sódio (7647-14-5)
Listado no inventário EEC EINECS (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes)

Gelatina (9000-70-8)
Listado no inventário EEC EINECS (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes)

Nitrato de magnésio (10377-60-3)
Listado no inventário EEC EINECS (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes)

3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil- (26172-55-4)
Listado no inventário EEC EINECS (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes)

3(2H)-isotiazolona, 2-metil- (2682-20-4)
Listado no inventário EEC EINECS (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes)

15.1.1.8. Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível

15.1.2. Regulamentos nacionais

Nenhuma informação adicional disponível

15.1.3. Listas internacionais de inventário

1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hidroximetil)- (77-86-1)
Listado no inventário TSCA (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas) dos Estados Unidos — estado: ativo
Listado na DSL (Lista de Substâncias Domésticas) canadiana
Introdução listada no Esquema Australiano de Introdução de Produtos Químicos Industriais (Inventário AICIS)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas)
Listado no inventário ENCS (Substâncias Químicas Existentes e Novas) do Japão
Listado no KECL/KECI (Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes)
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no NZIoC (Inventário de Químicos da Nova Zelândia)
Listado no ISHL japonês (Lei da Segurança e Saúde Industrial)
Listado no INSQ (Inventário Nacional Mexicano de Substâncias Químicas)
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan)
Listado no NCI (Vietname — Inventário Nacional de Produtos Químicos)
Listado no Inventário de Produtos Químicos Existentes (DIW) da Tailândia

Água (7732-18-5)

Listado no inventário TSCA (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas) dos Estados Unidos — estado: ativo
Listado na DSL (Lista de Substâncias Domésticas) canadiana
Introdução listada no Esquema Australiano de Introdução de Produtos Químicos Industriais (Inventário AICIS)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas)
Listado no inventário ENCS (Substâncias Químicas Existentes e Novas) do Japão
Listado no KECL/KECI (Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes)
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no NZIoC (Inventário de Químicos da Nova Zelândia)
Listado no INSQ (Inventário Nacional Mexicano de Substâncias Químicas)
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan)
Listado no NCI (Vietname — Inventário Nacional de Produtos Químicos)
Listado no Inventário de Produtos Químicos Existentes (DIW) da Tailândia

Cloreto de magnésio (MgCl₂), hexa-hidratado (7791-18-6)

Introdução listada no Esquema Australiano de Introdução de Produtos Químicos Industriais (Inventário AICIS)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas)
Listado no inventário ENCS (Substâncias Químicas Existentes e Novas) do Japão
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no NZIoC (Inventário de Químicos da Nova Zelândia)
Listado no ISHL japonês (Lei da Segurança e Saúde Industrial)
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan)
Listado no NCI (Vietname — Inventário Nacional de Produtos Químicos)
Listado no Inventário de Produtos Químicos Existentes (DIW) da Tailândia

Ácidos ribonucleicos (63231-63-0)

Listado no inventário TSCA (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas) dos Estados Unidos — estado: ativo
Listado na DSL (Lista de Substâncias Domésticas) canadiana
Introdução listada no Esquema Australiano de Introdução de Produtos Químicos Industriais (Inventário AICIS)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas)
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no NZIoC (Inventário de Químicos da Nova Zelândia)
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan)
Listado no NCI (Vietname — Inventário Nacional de Produtos Químicos)

Ácido 5'-adenílico, homopolímero, sal de potássio (26763-19-9)

Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan)

Cloreto de sódio (7647-14-5)

Listado no inventário TSCA (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas) dos Estados Unidos — estado: ativo
Listado na DSL (Lista de Substâncias Domésticas) canadiana
Introdução listada no Esquema Australiano de Introdução de Produtos Químicos Industriais (Inventário AICIS)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas)
Listado no inventário ENCS (Substâncias Químicas Existentes e Novas) do Japão
Listado no KECL/KECI (Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes)
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no NZIoC (Inventário de Químicos da Nova Zelândia)
Listado no ISHL japonês (Lei da Segurança e Saúde Industrial)
Listado no INSQ (Inventário Nacional Mexicano de Substâncias Químicas)
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan)
Listado no NCI (Vietname — Inventário Nacional de Produtos Químicos)
Listado no Inventário de Produtos Químicos Existentes (DIW) da Tailândia

Gelatina (9000-70-8)

Listado no inventário TSCA (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas) dos Estados Unidos — estado: ativo
Listado na DSL (Lista de Substâncias Domésticas) canadiana
Introdução listada no Esquema Australiano de Introdução de Produtos Químicos Industriais (Inventário AICIS)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas)
Listado no inventário ENCS (Substâncias Químicas Existentes e Novas) do Japão
Listado no KECL/KECI (Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes)
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no NZIoC (Inventário de Químicos da Nova Zelândia)
Listado no ISHL japonês (Lei da Segurança e Saúde Industrial)
Listado no INSQ (Inventário Nacional Mexicano de Substâncias Químicas)
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan)
Listado no NCI (Vietname — Inventário Nacional de Produtos Químicos)
Listado no Inventário de Produtos Químicos Existentes (DIW) da Tailândia

Nitrato de magnésio (10377-60-3)

Listado no inventário TSCA (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas) dos Estados Unidos — estado: ativo
Listado na DSL (Lista de Substâncias Domésticas) canadiana
Introdução listada no Esquema Australiano de Introdução de Produtos Químicos Industriais (Inventário AICIS)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas)
Listado no inventário ENCS (Substâncias Químicas Existentes e Novas) do Japão
Listado no KECL/KECI (Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes)
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no NZIoC (Inventário de Químicos da Nova Zelândia)
Listado no ISHL japonês (Lei da Segurança e Saúde Industrial)
Listado no INSQ (Inventário Nacional Mexicano de Substâncias Químicas)
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan)
Listado no NCI (Vietname — Inventário Nacional de Produtos Químicos)
Listado no Inventário de Produtos Químicos Existentes (DIW) da Tailândia

3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil- (26172-55-4)

Listado no inventário TSCA (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas) dos Estados Unidos — estado: ativo
Listado na DSL (Lista de Substâncias Domésticas) canadiana
Introdução listada no Esquema Australiano de Introdução de Produtos Químicos Industriais (Inventário AICIS)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas)
Listado no inventário ENCS (Substâncias Químicas Existentes e Novas) do Japão
Listado no KECL/KECI (Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes)
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no NZIoC (Inventário de Químicos da Nova Zelândia)
Listado no ISHL japonês (Lei da Segurança e Saúde Industrial)
Listado no INSQ (Inventário Nacional Mexicano de Substâncias Químicas)
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan)
Listado no NCI (Vietname — Inventário Nacional de Produtos Químicos)
Listado no Inventário de Produtos Químicos Existentes (DIW) da Tailândia

3(2H)-isotiazolona, 2-metil- (2682-20-4)

Listado no inventário TSCA (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas) dos Estados Unidos — estado: ativo
Listado na DSL (Lista de Substâncias Domésticas) canadiana
Introdução listada no Esquema Australiano de Introdução de Produtos Químicos Industriais (Inventário AICIS)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas)
Listado no inventário ENCS (Substâncias Químicas Existentes e Novas) do Japão
Listado no KECL/KECI (Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes)
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no NZIoC (Inventário de Químicos da Nova Zelândia)
Listado no ISHL japonês (Lei da Segurança e Saúde Industrial)
Listado no INSQ (Inventário Nacional Mexicano de Substâncias Químicas)
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan)
Listado no NCI (Vietname — Inventário Nacional de Produtos Químicos)
Listado no Inventário de Produtos Químicos Existentes (DIW) da Tailândia

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações da segurança química

16 SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de preparação ou última revisão 04/07/2025

Fontes de dados As informações e os dados obtidos e utilizados na autoria desta ficha de dados de segurança podem ser provenientes de subscrições de bases de dados, websites oficiais de entidades reguladoras governamentais, informações específicas de fabricantes ou fornecedores de produtos/ingredientes e/ou recursos que incluam dados específicos e classificações de substâncias de acordo com o GHS ou a sua subsequente adoção do GHS.

Outras informações De acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH) com a sua alteração ao Regulamento (UE) 2020/878

Texto completo das declarações H- e EUH:

Tox. aguda 2 (Dérmico)	Toxicidade aguda (dérmica), Categoria 2
Tox. aguda 2 (Inalação:pó,névoa)	Toxicidade aguda (inalação:pó,névoa) Categoria 2
Tox. aguda 3 (Dérmico)	Toxicidade aguda (dérmica), Categoria 3
Tox. aguda 3 (Oral)	Toxicidade aguda (oral), Categoria 3
Tox. aguda 4 (Inalação:pó,névoa)	Toxicidade aguda (inalação:pó,névoa) Categoria 4
Aquático agudo 1	Perigoso para o ambiente aquático — Perigo agudo, Categoria 1
Aquático crónico 1	Perigoso para o ambiente aquático — Perigo crónico, Categoria 1
EUH071	Corrosivo para as vias respiratórias.
EUH208	Contém 3(2H)-isotiazolona, 5-cloro-2-metil-(26172-55-4), 3(2H)-isotiazolona, 2-metil-(2682-20-4). Pode produzir uma reação alérgica.
Lesão ocular 1	Lesão ocular grave/irritação ocular, Categoria 1
Lesão ocular 2	Lesão ocular grave/irritação ocular, Categoria 2
H272	Pode intensificar o fogo; oxidante.
H301	Tóxico por ingestão.
H310	Mortal em contacto com a pele.
H311	Tóxico em contacto com a pele.
H314	Provoca queimaduras cutâneas graves e lesões oculares.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H330	Mortal por inalação.
H332	Nocivo por inalação.

H335	Pode provocar irritação respiratória.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Sol. ox. 3	Sólidos oxidantes, Categoria 3
Corrosão cutânea 1B	Corrosão/irritação cutânea, Categoria 1, Subcategoria 1B
Corrosão cutânea 1C	Corrosão/irritação cutânea, Categoria 1, Subcategoria 1C
Irrit. cutânea 2	Corrosão/irritação cutânea, Categoria 2
Sens. cutânea 1	Sensibilização cutânea, Categoria 1
Sens. cutânea 1A	Sensibilização cutânea, categoria 1A
STOT SE 3	Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única, Categoria 3, Irritação das vias respiratórias

Indicação das alterações

Nenhuma informação adicional disponível

Abreviaturas e acrónimos

ACGIH — Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais	NDS — Najwyższe Dopuszczalne Stezenie
ADN — Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Vias Navegáveis Interiores	NDSch — Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
ADR — Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada	NDSP — Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe
ATE — Estimativa de toxicidade aguda	NOAEL — Nível de efeito adverso não observado
BCF — Fator de bioconcentração	NOEC — Concentração sem efeitos observáveis
BEI — Índices de exposição biológica (BEI)	NRD — Nevirsytinas Ribinis Dydis
DBO — Necessidade bioquímica de oxigénio	NTP — Programa Nacional de Toxicologia (EUA)
N.º CAS — Número do Serviço de Resumos de Química	OEL — Limites de exposição profissional
CLP — Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à classificação, à rotulagem e à embalagem	PBT — Persistente, bioacumulativo e tóxico
COD — Necessidade química de oxigénio	PEL — Limite de exposição aceitável
CE — Comunidade Europeia	pH — potencial hidrogeniónico
EC50 — Concentração mediana efetiva	REACH — Regulamento relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos
CEE — Comunidade Económica Europeia	RID — Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas
EINECS — Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes	SADT — Temperatura de decomposição autoacelerada
N.º de emergência (incêndio) — horário de emergência IMDG para incêndios	FDS — Ficha de Dados de Segurança
N.º de emergência (derrames) — horário de emergência do IMDG para derrames	STEL — Limite de exposição a curto prazo
UE — União Europeia	STOT — Toxicidade para órgão-alvo específico
ErC50 — EC50 em termos de redução da taxa de crescimento	TA-Luft — Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
GHS — Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos	TEL TRK — Concentrações de orientação técnica
IARC — Centro Internacional de Investigação do Cancro	ThOD — Necesidade teórica de oxigénio
IATA — Associação do Transporte Aéreo Internacional	TLM — Limite médio de tolerância
Código IBC — Código internacional para substâncias químicas a granel	TLV — Valor limite do limiar
IMDG — Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas	TPRD — Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis
IPRV — Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis	TRGS 510 — Technische Regel für Gefahrstoffe 510 — Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
IOELV — Valor limite indicativo de exposição profissional	TRGS 552 — Technische Regeln für Gefahrstoffe — N-Nitrosamine
LC50 — Concentração letal média	TRGS 900 — Technische Regel für Gefahrstoffe 900 — Arbeitsplatzgrenzwerte
LD50 — Dose letal média	TRGS 903 — Technische Regel für Gefahrstoffe 903 — Biologische Grenzwerte
LOAEL — Nível mínimo com efeitos adversos observáveis	TSCA — Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas
LOEC — Concentração mínima com efeitos observáveis	TWA — Média ponderada no tempo
Log Koc — Coeficiente de partição de carbono orgânico/água no solo	VOC — Compostos orgânicos voláteis
Log Kow — Coeficiente de partição de octanol/água	VLA-EC — Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración
Log Pow — Relação da concentração de equilíbrio (C) de uma substância dissolvida num sistema de duas fases constituído por dois solventes largamente imiscíveis, neste caso octanol e água	VLA-ED — Valor Limite Ambiental Exposición Diaria
	VLE — Valeur Limite D'exposition
	VME — Valeur Limite De Moyenne Exposition
	mPmB — Muito persistente e muito bioacumulativo
	WEL — Limite de exposição no local de trabalho

MAK — Concentração máxima no local de trabalho/Concentração máxima aceitável

MARPOL — Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição

WGK — Wassergefährdungsklasse

Glossário de abreviaturas das fontes de dados

ATSDR: Agência para Registo de Substâncias Tóxicas e Doenças (Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA) AU_WES: Austrália WES CHEMVIEW: ChemView (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) EC_RAR: Relatório de Avaliação de Renovação da Comissão Europeia EC_SCOEL: Comité Científico da Comissão Europeia sobre Limites de Exposição Profissional ECETOC: Relatório do Centro Europeu de Ecotoxicologia e Toxicologia de Produtos Químicos ECHA_API: API da Agência Europeia de Produtos Químicos ECHA_RAC: Comissão da ECHA para Avaliação de Risco EFSA: Autoridade Europeia da Segurança Alimentar EPA: Agência de Proteção Ambiental dos EUA EPA_AEGL: Níveis de diretrizes relativas à exposição aguda (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) EPA_FIFRA: Decisão de elegibilidade para novo registo da lei federal sobre inseticidas, fungicidas e rodenticidas (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) EPA_HPVP: Produtos químicos de alto volume de produção (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) EPA_TRED: Avaliação de risco para decisão da elegibilidade para reavaliação da tolerância (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) EU_CLH: Classificação Harmonizada da União Europeia e proposta de rotulagem EU_RAR: Relatório de avaliação de risco da União Europeia	FOOD_JOURN: Food Research Journal (1956) IARC: Agência Internacional de Investigação do Cancro IDLH: Perfis de valores com perigo imediato para a vida ou a saúde do Instituto Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho IUCLID: Base de dados internacional de informação química uniforme JAPAN_GHS: Dados da base de GHS do Japão para classificação JP_J-CHECK: J-Check do Japão KR_NIER: Instituto Nacional de Avaliações de Investigação Ambiental da Coreia do Sul NICNAS: Esquema Nacional de Notificação e Avaliação de Produtos Químicos Industriais da Austrália NIOSH: Instituto Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho (Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA) NLM_CIP: Base de dados ChemID plus da Biblioteca Nacional de Medicina NLM_HSDB: Banco de dados de substâncias perigosas da Biblioteca Nacional de Medicina NLM_PUBMED: Base de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina NTP: Programa Nacional de Toxicologia NZ_CCID: Base de dados de informação e classificação química da Nova Zelândia OECD_EHSP: Publicação sobre o Ambiente, a Saúde e a Segurança (Organização para a Colaboração e o Desenvolvimento Económico) OECD_SIDS: Conjuntos de dados de informações de rastreio (Organização para a Colaboração e o Desenvolvimento Económico) OMS: Organização Mundial de Saúde
---	--

Base legal do valor limite*

*Inclui o disposto abaixo e quaisquer regulamentos/disposições relacionados e alterações subsequentes

UE — 2019/1831 UE em conformidade com a Diretiva 98/24/CE — Diretiva 2019/1831/UE de 24 de outubro de 2019, que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos de acordo com a Diretiva do Conselho 98/24/CE e altera as Diretivas da Comissão 2000/39/CE. UE — 2019/1243/UE e 98/24/CE — Diretiva do Conselho 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho e alteração ao Regulamento (UE) 2019/1243. Áustria — BGBl. II N.º 254/2018 — Portaria sobre valores-limite para substâncias no local de trabalho e sobre carcinogénios do Ministério Federal da Economia e Trabalho, publicada em 2003, Anexo 1: Lista de substâncias, publicadas através de: Ministério da Economia e do Trabalho da República da Áustria alterada através do Diário do Governo II (BGBl. II) n.º 119/2004 e BGBl. II N.º 242/2006, BGBl. II N.º 243/2007, alterado pela última vez pelo BGBl. I N.º 51/2011, BGBl. II N.º 186/2015, BGBl. II N.º 288/2017 alterado pelo BGBl. II N.º 254/2018. Áustria — BLV BGBl. II N.º 254/2018 — Portaria sobre monitorização da saúde no local de trabalho 2008, publicada pelo BGBl. II N.º 224/2007 pelo Ministro do Trabalho e Assuntos Sociais da Áustria, alterado por último pelo BGBl. II N.º 254/2018 Bélgica — Decreto Real 21/01/2020 — Decreto real que altera o título 1 relativo a agentes químicos no Livro VI do código de bem-estar no trabalho, no que diz respeito à lista de valores-limite de exposição a agentes químicos e o título 2 relativo a agentes cancerígenos, mutagénicos e reprotóxicos do Livro VI do código de bem-estar no trabalho (1)	Grécia — PWHSE — Limites de exposição profissional — Proteção da saúde e segurança dos trabalhadores contra a exposição a determinadas substâncias químicas durante o dia de trabalho (versão mais recente: 82/2018) e Limites de exposição profissional — Proteção da saúde e segurança dos trabalhadores contra a exposição a determinadas substâncias químicas carcinogénicas e mutagénicas (versão mais recente: 26/2020) e Decreto 212/2006 — Proteção dos trabalhadores expostos ao amianto. Hungria — Decreto 05/2020 — 5/2020. (II. 6.) Decreto do ITM sobre a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores contra os riscos relacionados com agentes químicos Irlanda — COP 2020 — Código de Práticas de 2020 para os regulamentos relativos a agentes químicos, Anexo 1 Itália — Decreto 81 — Título IX, Anexo XLIII e XXXVIII, Limites de exposição profissional e Anexo XXXIX, Valores de limites biológicos obrigatórios e monitorização de saúde, Artigo 1.º, Lei n.º 123 de 3 de agosto de 2007, Decreto-Lei n.º 81 de 9 de abril de 2008, última alteração: janeiro de 2020 Itália — IMDFN1 — Decreto Ministerial de 20 de agosto de 1999, Nota final (1) Letónia — Reg. N.º 325 — Regulamento N.º 325 do Gabinete Ministerial — Requisitos de proteção no trabalho ao entrar em contacto com substâncias químicas no local de trabalho, alterado pelo Regulamento N.os 92, 163, 407 e N.º 11 do Gabinete Ministerial. Lituânia — HN 23:2011 — Norma de higiene lituana HN 23:2011 Valores-limite de exposição profissional, alterados pela ordem V-695/A1-272.
--	--

Bulgária — Reg. N.º 13/10 — Regulamento n.º 13 de 30 de dezembro de 2003 relativo à proteção dos trabalhadores contra os perigos relacionados com a exposição a agentes químicos no trabalho, Código do Trabalho, Anexo n.º 1, Valores-limite dos agentes químicos no ar do ambiente de trabalho e Anexo n.º 2, Valores-limite biológicos dos agentes químicos e seus metabolitos (biomarcadores de exposição) ou biomarcadores de efeito Alterado por: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regulamento n.º 10 de 26 de setembro de 2003 relativo à proteção dos trabalhadores contra os riscos associados à exposição a agentes cancerígenos e mutagénicos no trabalho, Anexo n.º 1, Limites de exposição profissional, Alterado por: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croácia — OG N.º 91/2018 — Regulamento sobre a proteção dos trabalhadores contra a exposição a substâncias químicas perigosas no trabalho; valores-limite de exposição e valores-limite biológicos. Diário Oficial N.º 91 de 12 de outubro de 2018

Chipre — KDP 16/2019 — Governo do Chipre, Gabinete Ministerial, Regulamento 268/2001 — Segurança e saúde no ambiente de trabalho (substâncias químicas), Artigo 38.º, conforme alterado pelo Regulamento 16/2019 e pelo Regulamento 153/2001 do Gabinete Ministerial — Segurança e saúde no ambiente de trabalho (substâncias químicas — cancerígenas), conforme alterado pelo Regulamento 493/2004 — Segurança e saúde no ambiente de trabalho (Substâncias químicas — cancerígenas) E pela Lei 47(I) 2000 — Saúde e segurança profissional (amianto), conforme alterado pelo Decreto 316/2006.

República Checa — Reg. 41/2020 — Regulamento 41/2020 que altera o Regulamento 361/2007 do coletivo que estabelece os limites de exposição profissional, conforme alterado

República Checa — Decreto N.º 107/2013 — Decreto N.º 107/2013 coletivo que altera o Decreto N.º 432/2003 coletivo, que estabelece as condições para a aplicação do trabalho em categorias, os valores-limite para os parâmetros dos testes de exposição biológica, as condições de colheita de material biológico, as condições para a implementação de testes de exposição biológica e os requisitos para relatórios de trabalho com amianto e agentes biológicos

Dinamarca — BEK N.º 698 de 28/05/2020 — Ordem sobre valores-limite para substâncias e materiais, a Ordem estatutária N.º 507 de 17 de maio de 2011, Apêndice 1 — Limites para a poluição atmosférica, etc. e Apêndice 3 — Valores de exposição biológica, alterada por: N.º 986 de 11 de outubro de 2012, N.º 655 de 31 de maio de 2018, N.º 1458 de 13 de dezembro de 2019, N.º 698 de 28 de maio de 2020

Estónia — Regulamento N.º 105 — Requisitos de saúde e segurança para a utilização de produtos químicos e materiais perigosos que os contenham e limites de exposição profissional a agentes químicos

Governo da República, Regulamento N.º 105 de 20 de março de 2001, Alterado em 17 de outubro de 2019 e 17 de janeiro de 2020.

Finlândia — HTP-ARVOT 2020 — Concentrações conhecidas como perigosas, valores OEL 654/2020 Publicações do Ministério dos Assuntos Sociais e Saúde 2020:24 Anexos 1, 2 e 3.

França — INRS ED 984 — Valores-limite de exposição profissional a agentes químicos em França Publicado em 2016 pelo INRS, Instituto Nacional de Investigação e Segurança, e saúde e segurança no trabalho, revisto e atualizado por: Decreto 2016-344, JORF N.º 0119 e Decreto 2019-1487.

França — Decreto 2009-1570 — Decreto 2009-1570 de 15 de dezembro de 2009, relativo ao controlo do risco químico nos locais de trabalho.

Alemanha — TRGS 900 — Limites de exposição profissional, Regras técnicas para substâncias perigosas, última alteração em março de 2020

Alemanha — TRGS 903 — Limites do limiar biológico (valores de BGW), Regras técnicas para substâncias perigosas, última alteração em março de 2020

Gibraltar LN. 2018/131 — Regulamentos de Fábricas (Controlo de agentes químicos no trabalho) 2003 LN. 2003/035, alterados pelo LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

Luxemburgo — A-N 684 — Regulamento Grão-Ducal de 20 de julho de 2018 que retifica o Regulamento Grão-Ducal de 14 de novembro de 2016 relativo à proteção da segurança e saúde dos funcionários contra os riscos associados aos agentes químicos no local de trabalho. Diário oficial do Grão-Duque do Luxemburgo, A-N.º 684 de 2018

Malta — MOSHAA Ch. 424 — Lei da autoridade da saúde e segurança no trabalho de Malta: Capítulo n.º 424, conforme alterado por: Avisos legais n.os 353, 53, 198 e 57.

Países Baixos — OWCRLV — Regulamento das condições de trabalho, Valores-limite para substâncias nocivas para a saúde, Anexo XVIII, atualizado em 1 de agosto de 2020.

Noruega — FOR-2020-04-060695 — Regulamentos relativos à ação e valores-limite para agentes físicos e químicos no ambiente de trabalho e agentes biológicos classificados, FOR-2011-12-06-1358, atualizado por: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polónia — Dz. U. 2020 N.º 61 — Regulamento do Ministro da Família, Trabalho e Política Social de 12 de junho de 2018 sobre as concentrações e intensidades mais elevadas permitidas de fatores nocivos para a saúde no ambiente de trabalho; Dz.U. N.º 2018 N.º 1286 de 12 de junho de 2018, Anexo 1 — Lista de valores das concentrações químicas e fatores de pó mais elevados permitidos nocivos para a saúde no ambiente de trabalho, alterada por: Dz. U. 2020 N.º 61.

Portugal — Norma Portuguesa NP 1796:2014 — Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos. Tabela 1 — Limites de exposição profissional e índices de exposição biológica a agentes químicos (OEL), Decreto-Lei 35/2020.

Roménia — Dec. Governamental N.º 1.218 — Decisão Governamental N.º 1.218 de 06/09/2006 sobre os requisitos mínimos de saúde e segurança para proteção dos trabalhadores contra os riscos relacionados com a exposição a agentes químicos, Anexo N.º 1, Valores-limite nacionais obrigatórios de exposição profissional a agentes químicos. Alterado pela Decisão N.º 157, 584, 359 e 1.

Eslováquia — Decreto governamental n.º 33/2018 — Decreto governamental da República Eslovaca n.º 33/2018 de 17 de janeiro de 2018, que altera o Decreto governamental da República Eslovaca n.º 355/2006 sobre a proteção da saúde dos funcionários ao trabalhar com agentes químicos

Eslovénia — N.º 79/19 — Regulamento para a proteção dos trabalhadores contra riscos relacionados com a exposição a substâncias carcinogénicas ou mutagénicas. Anexo III — Classificação e níveis de ligação de substâncias cancerígenas ou mutagénicas para exposição profissional. Diário Oficial da República da Eslovénia, n.º 101/2005. Alterado por n.º 38/15, 79/19. Regulamento para a proteção dos trabalhadores contra riscos relacionados com a exposição a substâncias químicas no local de trabalho. República da Eslovénia, N.º 100/2001. Anexo I — Lista de valores-limite de exposição profissional vinculativos. Alterado por 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Espanha — AFS 2018:1 — INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO. Limites de exposição profissional a agentes químicos em Espanha. Tabelas 1 e 3. Última edição de fevereiro de 2019

Suécia — AFS 2018:1 — Código de Leis da Autoridade Sueca para o Ambiente de Trabalho, AFS 2018:1

Portaria da Autoridade Sueca para o Ambiente de Trabalho e orientações gerais sobre valores-limite de higiene

Suíça — OLVSNIAF — Valores-limite profissionais, 2020 Fundo Nacional Suíço de Seguros de Acidentes. Lista de valores-limite biológicos (BAT-Werte) e lista de valores MAK.

Estas informações baseiam-se no nosso conhecimento atual e destinam-se a descrever o produto apenas para fins de requisitos de saúde, segurança e ambientais. Por conseguinte, não devem ser interpretadas como uma garantia de qualquer propriedade específica do produto.

EU GHS SDS (2020/878)